

RX Lenses

Lenti di ricetta

Start



Rev. 03.03.25




Index

Indice


Multifocal Lenses

Lenti Multifocali



Single Vision Lenses

Lenti Monofocali



Company Profile
Azienda



Sun World




Center Charts



General Conditions of Sale
Condizioni di Vendita



Markings



Vision together




In un mondo in cui vederci chiaro nel proprio business è tanto importante quanto complesso, scegliere il partner commerciale giusto fa la differenza.

Per questo in LTL abbiamo costruito la nostra missione intorno a un semplice motto: “Vision together” è il nostro impegno quotidiano a integrare e migliorare il sistema di servizi che offriamo, e a mettere a vostra disposizione un supporto perfettamente a fuoco sulle vostre esigenze.

In a world where having a clear vision of your business is as important as it is complex, choosing the right business partner makes all the difference. That's why at LTL we've built our mission around a simple motto: “Vision together”. This is our daily commitment to integrate and improve the system of services we offer, and to provide you with support that is perfectly focused on your needs.

Perché ogni azienda possiede una storia, una prospettiva e delle sfide uniche, ed è per questo che abbiamo deciso di dotarci di un metodo customer-centric che ci aiuti a comprenderle e affrontarle insieme, facendovi intravvedere nuove opportunità anche dove non le avevate cercate.

Because every company has a unique history, perspective, and set of challenges, we have decided to equip ourselves with a customer-centric approach that helps us understand and address them together, showing you new opportunities even where you haven't looked for them.



A distinguere LTL diventa così il valore umano, ovvero la predisposizione a guardare oltre le soluzioni preconfezionate adattabili a chiunque, e a preferire quelle personalizzate, basate su fiducia e collaborazione.

What sets LTL apart is the human value, that is the willingness to look beyond one-size-fits-all solutions and prefer personalized ones, based on trust and collaboration.

Dal 1980 ad oggi LTL è cresciuta fino a diventare hub e centro distributivo a livello mondiale per la commercializzazione e il trattamento di lenti oftalmiche.

Mettendo la priorità sulle richieste dei nostri clienti, lavoriamo con laboratori, distributori e manufacturer per essere un partner affidabile e flessibile, in grado di fornire il supporto, i prodotti e i servizi necessari a creare valore. Tutto ciò si traduce nella capacità di proporre soluzioni d'eccellenza nella garanzia di tempi rapidi e certi, nella sicurezza di processi fluidi.

Since 1980, LTL has grown to become a global hub and distribution center for the commercialization and coating of ophthalmic lenses.

Prioritizing our customers' needs, we collaborate with laboratories, distributors, and manufacturers to be a reliable and flexible partner, capable of providing the support, products, and services necessary to create value. This translates into the ability to offer excellent solutions, guaranteeing rapid and certain delivery times, and ensuring smooth processes.

Our desire to evolve is aligned with that of the EssilorLuxottica group, of which we are a part. We are positioning ourselves to further expand our horizons and continue to grow with an international vision and even more ambitious goals.

This certainty strengthens our market position, renews our commitment to investing in processes, industrialization, and logistics, and allows us to envision a more solid and secure future.



The background features a large, abstract graphic composed of several overlapping circles and curved lines in black and white, creating a sense of depth and motion.

EssilorLuxottica


La nostra volontà di evolvere è coerente a quella del gruppo EssilorLuxottica di cui facciamo parte, mettendoci nelle condizioni migliori per allargare ulteriormente le nostre prospettive e continuare a crescere con una visione internazionale e obiettivi ancora più ambiziosi.

Una sicurezza che rinforza il nostro posizionamento sul mercato, rinnova la volontà di investire in processi, industrializzazione e logistica e ci fa immaginare un futuro più solido e sicuro.



KEY OFFERINGS

Our tangible benefits



One-Stop-Shop

Le nostre attività si sono evolute nel tempo, ma una cosa sappiamo non essere mai cambiata: è il desiderio dei nostri clienti di avere un'ampia gamma di prodotti di qualità certificata, disponibili presso un unico fornitore. Cercando sempre nuovi modi di soddisfare questa specifica esigenza, LTL continua ad essere il punto di riferimento per tutti i tipi di lenti.

Our business has evolved over time, but one thing has remained constant: our customers' desire for a wide range of certified quality products, available from a single supplier. Continuously seeking new ways to meet this specific need, LTL remains the reference point for all types of lenses.

Services, coatings, customizations

SERVIZI, TRATTAMENTI, CUSTOMIZZAZIONI

Abbiamo sviluppato anche un ampio ventaglio di opportunità con le quali supportare i nostri clienti e migliorare l'esperienza di business. I nostri servizi vanno dall'ottimizzazione dello stock, ai test e misurazioni di laboratorio, alla personalizzazione di trattamenti e soluzioni IT, fino alla creazione di materiali di comunicazione e vendita.



We have also developed a wide range of opportunities to support our clients and improve their business experience. Our services range from stock optimization, laboratory testing and measurements, customization of coatings and IT solutions, to the creation of communication and sales materials.

Quality and Compliance

QUALITÀ E COMPLIANCE

Rispettare questo impegno significa prima di tutto garantire la massima qualità delle nostre soluzioni, insieme alla conformità alle normative ISO e alle procedure dei Paesi in cui operiamo. In qualità di partner nel loro business, ci impegniamo a mantenere alti standard etici con i nostri clienti.



Fulfilling this commitment means, first and foremost, guaranteeing the highest quality of our solutions, along with compliance with ISO standards and the procedures of the countries in which we operate. As a partner in their business, we are committed to maintaining high ethical standards with our clients.

Market scouting

SCOUTING SUL MERCATO

Dal momento che le sfide dei nostri clienti sono le nostre, siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni da proporre loro per far fronte alla domanda di prodotti innovativi e personalizzati.

Questo ci spinge a esplorare il mercato in cerca di fornitori e soluzioni all'avanguardia, anticipando così l'introduzione di trend e tecnologie inedite sul mercato.

Since our clients' challenges are our own, we are always searching for new solutions to offer them to meet the demand for innovative and personalized products. This drives us to explore the market in search of cutting-edge suppliers and solutions, thus anticipating the introduction of new trends and technologies on the market.



General Terms and Conditions of Sale

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

[← Index](#)

1. General

1.1 These general terms and conditions of sale (“**Terms**”) apply to the sale of ophthalmic lenses and contact lenses (“**Products**”), by LTL S.p.A , with registered office in Via Clauzetto, 1, 33078 San Vito al Tagliamento PN, P.IVA 00561810938 (“**LTL**”), subject to the management and coordination of Essilor International S.a.s. to any customer (“**Client**”, together with LTL the “**Parties**” and individually the “**Party**”) in addition to the terms and conditions contained in each order and/or invoice and/or in specific written agreements entered into between LTL and the Customer. In the event of any discrepancy between the Conditions and any specific contract, the specific contract shall prevail.

1.2 Any additional or different conditions proposed by the Customer shall apply and be binding for LTL only if agreed in writing and signed by each Party. By placing an order with LTL and accepting the supply of the Products, or by signing these Conditions, the Customer confirms its full acceptance of these Conditions.

2. Orders

2.1 The Customer shall from time to time place orders with LTL for the Products based on market demand. Each order for the Products must be placed by the Customer by telephone, by email and/or by any other means used by LTL. Orders for contact lenses may be placed by telephone and/or by any other means communicated by LTL.

2.2 Each order shall specify the Products ordered by the Customer. No order shall be binding for LTL unless accepted by it in writing and/or the order is processed. LTL may at its sole discretion refuse any order, or accept and process it in part, depending on the availability of the Products. Seven (7) days after acceptance or fulfilment by LTL, the order becomes binding for both Parties. The cancellation or modification of the order by the Customer is permitted only upon acceptance by LTL.

Orders for lenses created ad hoc, with certain characteristics and/or based on the prescription of the optician/oculist (hereinafter “construction lenses”) may be cancelled or modified within one working hour from the time the order is placed. Once the deadline referred to in the previous point has elapsed, LTL reserves the right to apply a penalty of € 15.00 for each construction lens.

3. Prices and currency

3.1 The prices of the Products are those indicated in LTL’s price list in force on the date of the order, subject to any applicable discounts. LTL may amend the applicable price list upon reasonable notice, not less than 10 days, and the updated price list shall apply to the Customer with effect from the date communicated to the Customer.

3.2 Unless otherwise specified by LTL, prices are expressed in Euros, per unit. They are exclusive of taxes and duties and do not include value added tax, to be paid by the Customer in the amount specified by applicable law. The prices of the Products do not include any other taxes,

1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“**Condizioni**”) si applicano alla vendita di lenti oftalmiche e di lenti a contatto (“**Prodotti**”), da parte di LTL S.p.A , con sede in Via Clauzetto, 1, 33078 San Vito al Tagliamento PN, P.IVA 00561810938 (“**LTL**”), soggetta a direzione e coordinamento di Essilor International S.a.s. a qualsiasi cliente (“**Cliente**”, insieme a LTL le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”) in aggiunta a termini e condizioni contenuti in ciascun ordine e/o fattura e/o in specifici contratti scritti stipulati tra LTL e il Cliente. In caso di difformità tra le Condizioni e qualsiasi contratto specifico, preverrà il contratto specifico.

1.2 Eventuali ulteriori o diverse condizioni proposte dal Cliente si applicheranno e saranno vincolanti per LTL solo se concordate per iscritto e firmate da ciascuna Parte. Effettuando un ordine a LTL e accettando la fornitura dei Prodotti, o sottoscrivendo le presenti Condizioni, il Cliente conferma la propria accettazione integrale delle presenti Condizioni.

2. Ordini

2.1 Il Cliente effettuerà di volta in volta ordini a LTL per i Prodotti in base alla domanda del mercato. Ogni ordine dei Prodotti deve essere emesso dal Cliente telefonicamente, via e-mail e/o con ogni altro mezzo utilizzato da LTL. Gli ordini delle lenti a contatto potranno avvenire in modalità telefonica e/o con ogni altro mezzo comunicato da LTL.

2.2 Ogni ordine dovrà specificare i Prodotti ordinati dal Cliente. Nessun ordine è vincolante per LTL se non è da essa accettato per iscritto e/o l’ordine sia evaso. LTL potrà a propria discrezione rifiutare qualsiasi ordine, o accettarlo ed evaderlo in parte, a seconda della disponibilità dei Prodotti. Trascorsi sette (7) giorni dall’accettazione o evasione da parte di LTL l’ordine diventa vincolante per entrambe le Parti. La cancellazione o modifica dell’ordine da parte del Cliente è permessa solo previa accettazione da parte di LTL.

Gli ordini delle lenti create ad hoc, con determinate caratteristiche e/o sulla base della prescrizione dell’ottico/oculista (di seguito “lenti di costruzione”) potranno essere annullati o modificati entro 1 ora lavorativa dal momento dell’ordine. Decorso il termine di cui al precedente punto, LTL si riserva di applicare una penale di € 15,00 per ogni lente di costruzione.

3. Prezzo e valuta

3.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel listino prezzi di LTL in vigore alla data dell’ordine, fatti salvi eventuali sconti applicabili. LTL potrà modificare il listino prezzi applicabile con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni, e il listino prezzi aggiornato si applicherà al Cliente con effetto dalla data comunicata al Cliente.

3.2 Salvo diversa indicazione da parte di LTL, i prezzi sono espressi in euro, per unità. Sono da intendersi al netto di tasse e imposte e non includono l’imposta sul valore aggiunto, che deve essere corrisposta dal Cliente secondo l’importo specificato dalla legge applicabile. I prezzi dei

duties or charges relating to sales, which shall be paid by the Customer.

4. Payments

4.1. Payments must be made according to the terms specified in the invoice issued by LTL. In the event of late or non-payment, in whole or in part, LTL reserves the right to:

- a) demand immediate payment of all amounts due, regardless of the payment method provided or the payment terms; and/or
- b) charge, without prior notice, late payment interest calculated on the basis of the 3-month Euribor on the date of the invoice plus three (3) points; and/or
- c) suspend any discount, bonus and/or any sales conditions agreed between the Parties; and/or
- d) refund the principal amount of LTL's credit, together with interest, commissions and ancillary costs, with any credit notes, credits, rebates, discounts, indemnities or reimbursements and, in general, any amount that may be due to LTL by the defaulting Customer for any reason whatsoever; and/or
- e) suspend all deliveries until full payment has been made.

4.2 Any failure by the Customer to pay any of the amounts due shall be considered as a default in payment and may result in any or all of the actions referred to in Article 3.3 In the event the Customer is not covered by credit insurance and/or does not provide LTL with adequate payment guarantees and/or has breached the obligations under Article 4.1, LTL shall be entitled to request that the full payment be made in advance, including transportation costs and VAT. In such case, the manufacturing of the Products shall commence upon receipt of the payment.

5. Delivery

5.1. The Products are delivered according to the delivery terms established from time to time by LTL.

5.2 LTL undertakes to satisfy, as far as possible, the orders placed by the Customer but shall not be held liable in any event for any delay in delivery. Late delivery shall not constitute grounds for cancellation or refusal to take delivery of the Products and LTL shall not be liable for any loss, including consequential loss, or damage resulting from such delays, except in case of gross negligence or willful misconduct. Any delays with respect to the delivery date communicated, promptly communicated to the Customer, shall not give rise to claims for damages, nor to the termination, even partial, of the contract. LTL shall not be liable for non-delivery or delayed delivery of materials due to unforeseeable circumstances or force majeure (if such events affect LTL or its suppliers). No indemnity shall be due for failure to deliver within the established terms. In the event of tampering, damage, shortages, etc., it shall be the responsibility of the consignee to have a regular report drawn up - before collecting the Products and in the presence of the carrier - to ascertain any irregularities found and damages suffered, in accordance with the particular procedure envisaged in each case (transport by rail, by post, by courier, etc.). The Customer shall bear in mind that, if no reservation is made by the consignee upon receipt of the goods, it shall not be possible to obtain compensation from the transporter for any damage suffered.

6. Packaging and shipment

6.1 The Products' prices include packaging carried out in the manner established by LTL. The prices for the shipment of the Products are communicated to the Customer from time to time,

Prodotti non comprendono alcuna altra imposta, dazio od onere relativi alle vendite, che sono a carico del Cliente.

4. Termini Di Pagamento

4.1. I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo i termini specificati nella fattura emessa da LTL.

In caso di ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, LTL si riserva il diritto di:

- a) richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi dovuti, indipendentemente dal metodo di pagamento previsto o dai termini di pagamento; e/o
- b) addebitare, senza preavviso, interessi di mora calcolati sulla base dell'Euribor 3 mesi rilevato alla data della fattura maggiorato di tre (3) punti; e/o
- c) sospendere qualsiasi sconto, bonus e/o qualsiasi condizione di vendita concordata tra le Parti; e/o
- d) risarcire l'importo principale del credito di LTL, unitamente agli interessi, alle commissioni e ai costi accessori, con eventuali note di credito, crediti, rimborsi, sconti, indennità o rimborsi e, in generale, qualsiasi importo che a LTL possa essere dovuto dal Cliente inadempiente per qualsiasi motivo; e/o
- e) sospendere tutte le consegne fino al completo pagamento.

4.2 Qualsiasi mancato pagamento da parte del Cliente di una delle somme dovute sarà considerato come inadempienza al pagamento e potrà comportare una qualsiasi o tutte le azioni di cui sopra all'articolo 3.3 Nel caso in cui il Cliente non sia coperto da un'assicurazione sul credito e/o non fornisca a LTL adeguate garanzie di pagamento e/o abbia violato gli obblighi di cui all'articolo 4.1, LTL ha il diritto di richiedere che l'intero pagamento in anticipo, compreso di costi di trasporto e IVA. In tal caso la manifattura dei Prodotti inizierà dopo la ricezione del pagamento.

5. Consegna

5.1 I Prodotti sono consegnati secondo i termini di consegna stabiliti di volta in volta da LTL.

5.2 LTL si impegna a soddisfare, per quanto possibile, gli ordini effettuati dal Cliente ma non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nella consegna. La consegna tardiva non costituirà motivo di annullamento o rifiuto di prendere in consegna i Prodotti ed LTL non sarà responsabile di alcuna perdita, anche consequenziale, o danno derivante da tali ritardi, salvo in caso di grave negligenza o dolo. Eventuali ritardi rispetto alla data di consegna comunicata, prontamente comunicati al Cliente, non danno luogo né a pretese di danni, né alla risoluzione anche parziale del contratto. LTL non risponde della mancata o ritardata consegna di materiali dipendente da cause di caso fortuito o forza maggiore (se tali eventi colpiscono LTL o le sue ditte fornitrice). Nessun indennizzo è dovuto per la mancata consegna nei termini stabiliti. In caso di manomissioni, avarie, ammarchi, ecc. dovrà essere cura del destinatario far redigere - prima del ritiro dei Prodotti ed in presenza del trasportatore - regolare processo verbale per l'accertamento delle eventuali irregolarità riscontrate e dei danni subiti, secondo la particolare procedura prevista nei singoli casi (trasporti a mezzo ferrovia, a mezzo posta, a mezzo corriere, ecc.). Il Cliente vorrà tenere presente che, se nessuna riserva sarà elevata dal destinatario all'atto del ricevimento delle merci, non sarà possibile ottenere dal trasportatore un risarcimento per gli eventuali danni subiti.

6. Imballaggio E Spedizione

6.1 I prezzi dei Prodotti comprendono l'imballaggio effettuato secondo le modalità stabilite da LTL. I prezzi della spedizione dei Prodotti sono comunicati di volta in volta al Cliente, sulla base della

based on the type of shipment and the volumes.

6.2 The Products may be shipped by LTL by the means deemed most suitable and the Customer waives any claim in relation thereto. The Customer is required to check the shipment status, weight and packaging before accepting delivery by the carrier.

The Customer may independently arrange the shipment of the Products, waiving any claim against LTL in relation thereto.

tipologia di spedizione e dei volumi.

6.2 I Prodotti potranno essere spediti da LTL tramite il mezzo ritenuto più idoneo e il Cliente rinuncia a qualsiasi reclamo in relazione ad esso. Il Cliente è tenuto a verificare lo stato della spedizione, il peso e l'imballaggio prima di accettare la consegna da parte del vettore.

Il Cliente potrà organizzare autonomamente la spedizione dei Prodotti, rinunciando a qualsiasi reclamo nei confronti di LTL in relazione ad essa.

7. Passing of title and risk transfer

7.1 In the case of delivery carriage paid, the shipment is intended to be borne by LTL, which is responsible for the delivery of the Products at the Customer's domicile and remains responsible for them until the moment of delivery.

In the case of delivery carriage forward, the shipment is understood to be at the expense of the Customer, who is responsible for the collection of the Products at LTL's warehouse and becomes liable for them until the moment of collection.

For all other possible return conditions, reference is made to what is established by the Incoterms in force.

8. Warranty and after sales

8.1 LTL guarantees that the Products comply with the applicable legislation, including the EU Regulation 2017/745, and with the international standards applicable to the Products. LTL also warrants that the Products comply with the "Quality Protocol" available within the portal www.ltlenses.it (the "**Portal**"), which the Customer declares to have reviewed and accepted. Compliance with any additional product specifications that may be applicable shall be expressly agreed between the Parties.

Article 14 of the EU Regulation 2017/745 concerning medical devices, obliges and makes distributors responsible for the management and control activities of devices placed on the market.

To this end, the Customer undertakes to:

- carry out checks on the devices with regard to labelling, instructions for use, CE marking, declaration of conformity, CE marking certificate (when required), as well as the correct assignment of the UDI code (when required) before making them available on the market
- manage any non-conformities on the Products, collect the post-sale surveillance data with the consequent obligation to communicate the information to LTL and/or the regulatory authorities, within the terms prescribed by the provisions in force and/or mandatory provisions
- promptly transmit to LTL complaints or reports from healthcare professionals, patients or users concerning alleged incidents relating to the LTL devices made available
- keeping a register of complaints or reports from healthcare professionals, patients or users concerning alleged incidents relating to the devices, non-compliant products, recalls and withdrawals, and keeping LTL informed of such monitoring and providing information on request
- set up a procedure within its organisation for promptly reporting to LTL any malfunctions in the characteristics and/or performance found with the medical devices supplied
- cooperating with the manufacturer, also by liaising with the respective competent authorities, in all the activities connected with the management of any adverse events and/or withdrawals of the device from the market;
- not to alter and/or modify the packaging and labelling of medical devices without prior verification and approval by the manufacturer;

7. Trasferimento Di Proprietà E Passaggio Del Rischio

7.1. Il rischio del trasporto è correlato ai termini di resa indicati in fattura.

Nel caso di resa porto franco, la spedizione si intende a carico di LTL, la quale si fa carico della consegna dei Prodotti presso il domicilio del Cliente e ne rimane responsabile fino al momento della consegna.

Nel caso di resa porto assegnato, la spedizione si intende a carico del Cliente, il quale si fa carico del ritiro dei Prodotti presso il magazzino di LTL e ne diventa responsabile al momento del prelievo.

Per tutte le altre possibili condizioni di resa, si fa riferimento a quanto stabilito dagli Incoterms in vigore.

8. Garanzia e Servizi Post-Vendita

8.1 LTL garantisce che i Prodotti sono conformi alla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento UE 2017/745, e agli standard internazionali applicabili ai Prodotti. LTL garantisce, inoltre, che i Prodotti sono conformi al "Protocollo Qualità" disponibile all'interno del portale www.ltlenses.it (il "**Portale**"), che il Cliente dichiara di aver visionato e accettare. La conformità ad ulteriori specifiche sul prodotto eventualmente applicabili dovrà essere espressamente convenuta tra le Parti.

L'articolo 14 del Regolamento UE 2017/745 concernente i dispositivi medici, obbliga e responsabilizza i distributori nelle attività di gestione e controllo dei dispositivi immessi in commercio.

A tal fine il Cliente si impegna a:

- eseguire i controlli sui dispositivi relativamente a etichettatura, istruzioni per l'uso, marchio CE, dichiarazione di conformità, certificato di marcatura CE (ove previsto), nonché alla corretta attribuzione del codice UDI (quando previsto) prima di metterli a disposizione sul mercato;
- gestire le eventuali non conformità sui Prodotti, raccogliere i dati di sorveglianza post-vendita con conseguente obbligo di comunicazione dell'informazione a LTL e/o alle autorità regolatorie, entro i termini prescritti dalle disposizioni vigenti e/o cogenti;
- trasmettere tempestivamente a LTL reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi ai dispositivi LTL messi a disposizione;
- conservare un registro reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi ai dispositivi, ai prodotti non conformi, ai richiami e ai ritiri, e tenere informata LTL di tale monitoraggio e fornire informazioni su richiesta;
- istituire all'interno della propria organizzazione una procedura atta a segnalare tempestivamente a LTL eventuali disfunzioni nelle caratteristiche e/o nelle prestazioni riscontrate con i dispositivi medici forniti;
- collaborare con il fabbricante, anche intrattenendo rapporti con le rispettive autorità competenti, in tutte le attività connesse con la gestione di eventuali eventi avversi e/o ritiri dal mercato del dispositivo;
- non alterare e/o modificare il confezionamento e l'etichettatura dei dispositivi medici, senza preliminare verifica e approvazione da parte del fabbricante;
- di garantire che le lingue riportate in etichetta e sulle istruzioni per l'uso siano accettate nello stato

- ensure that the languages on the label and on the instructions for use are accepted in the state where the devices are sold;
- manage medical devices in accordance with the storage and transport conditions laid down by LTL;
- set up a data registration procedure within its organisation through which, for each batch, it is possible to associate customers and to require its customers to set up the same procedure in order to guarantee the traceability of devices throughout the entire sales chain up to the end user. In the event of a recall from the market or a report to the competent authorities, distributors state that their system must be able to identify customers who have received a specific article with its batch. They are required to keep these records for the time required by law (at least 10 years). In the event that the company changes or ceases operations, it is required to send all records relating to LTL so that LTL can guarantee traceability for the prescribed time.

Pursuant to the aforementioned regulations, you may be subject to announced or unannounced inspections at the premises carried out by the competent authorities.

Acceptance of the equipment provided by LTL binds the Customer to guarantee the above.

8.2. LTL, in compliance with the legal warranty provided by law, guarantees the Products for a duration of two years.

8.3 The procedures for the transmission of returns and the relevant timing must strictly comply with the guidelines provided to the Customer "Warranty and After-Sales Services" available within the Website.

In any event, any claims must be made exclusively by means of written communication, which the Customer must send to LTL by registered letter/pec.

In no event shall LTL's liability exceed the replacement cost or the price paid by the Customer for the Products.

8.4 In any event, the warranty provided by LTL shall not apply to defects or damages resulting from negligence, misuse, normal wear and tear or repairs not properly carried out by the Customer. No other warranty obligations shall be borne by LTL.

9. Termination

9.1 Without prejudice to LTL's other rights and remedies deriving from the law, LTL, without prejudice to any right to compensation for damages, may terminate any order of Products, pursuant to and for the purposes of article 1456 of the Italian civil code and by written notice to the Customer, if the latter breaches or does not comply with the provisions of these Conditions and, in particular, with the obligations relating to: i) payment terms under article 4; ii) confidential information under article 12; iii) intellectual property under article 13 and iv) Compliance under article 18.

9.2 In the event of the occurrence of any of the above, the Customer shall forfeit the benefit of the term and all payments due by the Customer under the contracts concluded pursuant to the Conditions shall be due and payable immediately.

10. Data protection

10.1 The Parties undertake, in the fulfilment of their contractual obligations and in the performance of the activities referred to in these Conditions, to process personal data in compliance with the provisions of EU Regulation 679/2016 bearing the so-called "General Data Protection Regulation" ("Regulation"), Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003, as amended by Legislative Decree No. 101 of 10 August 2018 (the "Privacy Code") and any other provision and/or legislation, national

in cui vengono venduti i dispositivi;

- gestire i dispositivi medici in accordo con le condizioni di stoccaggio e trasporto previste da LTL;
- istituire all'interno della propria organizzazione una procedura di registrazione dati attraverso cui, per ogni lotto, sia possibile associare i clienti e di richiedere ai propri clienti di istituire la medesima procedura al fine di garantire la tracciabilità dei dispositivi lungo l'intera catena di vendita fino all'utilizzatore finale. In caso di richiamo dal mercato o di segnalazione alle autorità competenti, i distributori dichiarano che il loro sistema deve essere in grado di identificare i clienti che hanno ricevuto un preciso articolo con il suo lotto. Si richiede di conservare tali registrazioni per i tempi previsti dalla legge (almeno 10 anni). Nel caso in cui l'azienda cambi o cessi l'attività si richiede d'inviare tutte le registrazioni relative a LTL in modo che LTL possa garantire la rintracciabilità per i tempi previsti.

Ai sensi dei regolamenti di cui sopra, si può essere soggetti a ispezioni annunciate o non annunciate presso la sede effettuate dalle autorità competenti.

L'accettazione dei dispositivi forniti da LTL vincola il Cliente a garantire quanto sopra indicato.

8.2. LTL, in conformità alla garanzia legale prevista dalla legge, garantisce i Prodotti per una durata di due anni.

8.3 Le modalità di trasmissione dei resi e le relative tempistiche dovranno tassativamente rispettare le linee guida trasmesse al Cliente "Garanzia e Servizi Post-Vendita" disponibili all'interno del Portale.

In ogni caso, gli eventuali reclami dovranno avvenire esclusivamente mediante comunicazione scritta, che il Cliente dovrà inviare a LTL in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata/pec.

In nessun caso la responsabilità di LTL supererà il costo della sostituzione o il prezzo pagato dal Cliente per i Prodotti.

8.4 In ogni caso, la garanzia fornita da LTL non si applica a difetti o danni derivanti da negligenza, uso improprio, normale usura o riparazioni non correttamente eseguite dal Cliente. Nessun altro obbligo di garanzia sarà a carico di LTL.

9. Risoluzione

9.1 Salvi gli altri diritti e mezzi di tutela di LTL derivanti dalla legge, LTL, impregiudicato ogni diritto al risarcimento del danno, può risolvere qualunque ordine di Prodotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora quest'ultimo violi o non adempia alle disposizioni delle presenti Condizioni e, in particolare, agli obblighi relativi: i) ai termini di pagamento di cui all'articolo 4; ii) alle informazioni riservate di cui all'articolo 12; iii) alla proprietà intellettuale di cui all'articolo 13 e iv) alla Compliance di cui all'articolo 18.

9.2 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sopra riferite, il Cliente decadrà dal beneficio del termine e tutti i pagamenti dovuti dal Cliente ai sensi dei contratti conclusi in forza delle Condizioni saranno immediatamente dovuti ed esigibili.

10. Protezione dei dati personali

10.1 Le Parti si impegnano, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni, a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 recante il cd. "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "Codice Privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente anche "Normativa Privacy"). I dati personali saranno trattati prevalentemente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di un

and/or EU, applicable on the protection of personal data (jointly also “**Privacy Legislation**”). Personal data shall be processed mainly for the purpose of the conclusion and execution of a contract or for the execution of pre-contractual measures between the Parties, as well as for the fulfilments strictly related to the management of the same and of the related legal and fiscal obligations, in compliance with the provisions of the law. Further processing for legitimate interest pursuant to art.6 c.1 f) of the Regulation could exist in cases of a pre-existing business relationship, in compliance with and balancing the interests and rights of the data subjects. Furthermore, in the case of processing of personal data that requires consent as a condition of lawfulness, the latter will be specifically requested from the data subject for the indicated purpose.

10.2 In the context of commercial/administrative relations, LTL may come into possession of personal data in its capacity as Data Controller or Data Processor, as the case may be.

10.3 The Parties undertake to meet the data subject’s requests in order to exercise his/her rights under Articles 15 to 22 of the Regulation (right of: access, rectification and erasure, oblivion, restriction of processing, data portability, objection). To exercise these rights, LTL’s Data Protection Officer can be contacted at the following email address: dpo@ltllenses.it. If they deem it appropriate, the Parties may lodge a complaint with the Supervisory Authority.

10.4 The Parties undertake not to disclose personal data to third parties except in cases expressly provided for by law, if necessary for the purposes of processing, or to comply with an order of the judicial authority, in accordance with current privacy regulations or to comply with an order of the judicial authority, or to comply with an order of the judicial authority.

11. Information requirements

11.1 Client shall diligently inform Luxottica of any theft, robbery or criminal damage to the Products and will provide Luxottica with any document evidencing the event, including but not limited to any insurance claim form or any public authority incident report, with the list of missing Products.

12. Confidentiality

12.1 For the purposes of these T&C, the term “Confidential Information” shall mean any information which is not public information furnished to a Recipient, its affiliates and its representatives whether it has been identified as confidential or proprietary or reasonably appears to be proprietary or confidential in nature because of legends or other markings, the circumstances of disclosure, or the nature of the information itself - including without limitation forecasts, studies, support documents, strategies, methodologies, budgets, market and/or product analyses, projects, ideas, technical processes, drawings and know-how, formulas, designs, and technical and/or technical-functional specifications. Confidential Information may be disclosed in writing or other tangible form (including on magnetic media) or by electronic, oral, visual or other means and may include Confidential Information of the Discloser, an affiliate of the Discloser or a third party.

12.2 Client shall keep confidential and not disclose to any third party the terms of these T&C, any confidential information regarding Luxottica business and products and any other confidential information furnished to Client by Luxottica except as otherwise required by law.

12.3 The Parties agree that no representation or warranty, express or implied, is made by the Parties hereto with respect to the truth, accuracy, completeness or reasonableness of Confidential Information exchanged.

12.4 The obligations imposed on each Party under this article shall survive for a period of five (5)

contratto ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali tra le Parti, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione delle stesse e degli obblighi legali e fiscali ad esse correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Ulteriori trattamenti per legittimo interesse ai sensi dell’art.6 c.1 f) del Regolamento potrebbero sussistere nei casi di un rapporto commerciale preesistente, nel rispetto e nel bilanciamento degli interessi e dei diritti degli interessati. Inoltre, in caso di trattamenti di dati personali che richiedono il consenso come condizione di liceità, quest’ultimo sarà specificatamente richiesto all’interessato per la finalità indicata.

10.2 Nell’ambito dei rapporti commerciali/amministrativi LTL potrà venire in possesso di dati personali in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento a seconda dei casi.

10.3 Le Parti si impegnano a soddisfare le richieste dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (diritto di: accesso, rettifica e cancellazione, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione). Per l’esercizio di tali diritti, il responsabile della protezione dei dati di LTL è contattabile all’indirizzo email: dpo@ltllenses.it. Ove lo ritengano opportuno, le Parti potranno proporre reclamo all’Autorità di controllo.

10.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, se necessari per le finalità del trattamento, ovvero per adempiere ad un ordine dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della vigente Normativa privacy ovvero per adempiere ad un ordine dell’autorità giudiziaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’autorità giudiziaria.

11. Obblighi Informativi

11.1 Il Cliente informerà diligentemente LTL di qualsiasi furto, rapina o danno ai Prodotti derivante da reato e fornirà a LTL qualsiasi documento che attesti tale evento, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi modulo di richiesta di risarcimento assicurativo o qualsiasi rapporto dell’autorità pubblica, con l’elenco dei Prodotti mancanti.

12. Informazioni Riservate

12.1 Ai fini delle presenti Condizioni, per “Informazioni Riservate” si intende qualsiasi informazione non pubblica fornita a un Destinatario, alle sue affiliate e ai suoi rappresentanti, sia che sia stata identificata come riservata o proprietaria, sia che appaia ragionevolmente di natura riservata o proprietaria a causa di legende o altri contrassegni, le circostanze della divulgazione o la natura stessa dell’informazione - inclusi, a titolo esemplificativo, previsioni, studi, documenti di supporto, strategie, metodologie, budget, analisi di mercato e/o di prodotto, progetti, idee, processi tecnici, disegni e know-how, formule, progetti e specifiche tecniche e/o tecnico-funzionali. Le Informazioni Riservate possono essere divulgate per iscritto o in altra forma tangibile (anche su supporti magnetici) o con mezzi elettronici, orali, visivi o di altro tipo e possono includere Informazioni Riservate del Divulgatore, di una sua affiliata o di una terza parte.

12.2 Il Cliente si impegna a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i termini delle presenti Condizioni, qualsiasi informazione riservata relativa all’attività e ai prodotti di LTL e qualsiasi altra informazione riservata fornita al Cliente da LTL, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

12.3 Le Parti convengono che nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fornita dalle Parti in relazione alla veridicità, accuratezza, completezza o ragionevolezza delle Informazioni Riservate scambiate.

12.4 Gli obblighi imposti a ciascuna Parte ai sensi del presente articolo resteranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dopo la scadenza o la risoluzione delle Condizioni e di qualsiasi accordo commerciale pertinente.

13. Intellectual property

13.1 These T&C shall not be construed as conferring any right or license to Client or any third party under any intellectual property rights of LTL and/or of any third-party granting rights to LTL. Client is authorized to use LTL's and/or third parties' trademarks for the sole purposes of advertising and selling the products.

14. Use of advertising materials

14.1 Advertising materials (Brochures, posters, displays, etc.) shared with the Client, provided by LTL, shall be used "as is", without changes or additions.

14.2. The Customer acknowledges that any form of advertising of ophthalmic lenses as medical devices is regulated by law and subject to prior mandatory ministerial authorization. The Customer is prohibited from independently advertising the health properties of the Products. The Customer indemnifies LTL for any prejudicial consequences that may arise for the latter from the lack of ministerial authorization as a result of promotional-advertising initiatives implemented by the Customer.

15. Limitation of liability

15.1 In no event shall LTL be liable to Client for any incidental, indirect or consequential damages, arising out of or relating to the supply of Products by LTL regardless of the cause or the form of action, whether based in contract, tort, slight negligence, strict liability, warranty or otherwise, even if LTL has been advised of the possibility of such damages.

15.2 Exclusion and limitations of liability contained in these T&C shall not apply in case of fraud, fraudulent misrepresentation or gross negligence of LTL, or in the case in which the action committed by LTL or its employees are in violation of obligations stipulated by imperative public provisions.

16. Compliance

16.1. Client, as well as its servants, employees, contractor or agent undertakes to:

a) comply at all times with EssilorLuxottica's Code of Ethics and Anti-Bribery & Corruption Policies accessible at www.essilorluxottica.com. established from time to time;

b) comply at all times with all local, national and applicable laws, statutes, regulations and codes relating to, without limitation, tax and social legislation, anti-bribery, anti-corruption, counter terrorism, anti-forced labor, anti-slavery and human trafficking laws, environment protection, anti-money laundering laws, export control, embargoes and economic sanctions, competition law, companies act, foreign contribution (regulation) act, commercial law, environment, transport, (collectively referred to as "**Laws**") and procure the same from its servants, employees, agents or sub-contractors;

16.2 Client hereby warrants and certifies its full compliance with all national and international export control and financial/economic sanctions regulations.

16.3 Client warrants that neither Client, nor any of its shareholders, directors, employees or person that are involved in the operation under this agreement, including persons with which there is a direct or indirect investment, are listed under any sanctions list managed by any government authority (e.g. United States, European Union, etc.) or international institutions (e.g.

13. Proprietà Intellettuale

13.1 Le presenti Condizioni non devono essere interpretate nel senso di conferire diritti o licenze al Cliente o a terzi per l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale di LTL e/o di eventuali terzi concedenti tali diritti a LTL. Il Cliente è autorizzato all'utilizzo dei marchi di LTL e/o di terzi al solo scopo di pubblicizzare e vendere i prodotti.

14. Utilizzo del materiale pubblicitario

14.1 L'eventuale materiale pubblicitario (Brochure, manifesti, espositori, ecc.) condiviso con il Cliente, fornito da LTL, dovrà essere utilizzato "così com'è", senza modifiche o aggiunte.

14.2. Il Cliente prende atto che ogni forma di pubblicizzazione delle lenti oftalmiche in quanto dispositivi medici è regolata dalla legge e soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale obbligatoria. È fatto divieto al Cliente di pubblicizzare autonomamente le proprietà sanitarie dei Prodotti. Il Cliente manleva LTL per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a quest'ultima dalla mancanza di autorizzazione ministeriale in conseguenza di iniziative promozionali pubblicitarie attuate dal Cliente.

15. Limitazioni di responsabilità

15.1 LTL non è in alcun caso responsabile nei confronti del Cliente di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dalla fornitura dei prodotti da parte di LTL o relativi ad essa, a qualsiasi titolo o ragione, di natura contrattuale, extracontrattuale, fondati sulla colpa lieve o responsabilità oggettiva, derivanti da violazione della garanzia del produttore, o a qualsiasi altro titolo, anche qualora LTL sia stata previamente informata dell'eventualità di tali danni.

15.2 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, la responsabilità complessiva massima di LTL nei confronti del Cliente ai sensi delle presenti Condizioni non potrà eccedere (nei limiti consentiti dalla legge) il valore totale delle vendite di LTL al Cliente nei 12 (dodici) mesi precedenti la data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla pretesa, al netto di promozioni e sconti. Le limitazioni anzidette si applicano a prescindere dalla natura e dal titolo dei danni cagionati al Cliente, di natura contrattuale, extracontrattuale, colposi, da responsabilità oggettiva, da violazione della garanzia del produttore, o ad altro titolo, anche qualora LTL sia stata previamente informata dell'eventualità di tali danni.

15.3 Le esclusioni e limitazioni di responsabilità previste nelle presenti Condizioni non trovano applicazione in caso di dolo o colpa grave di LTL o nelle ipotesi in cui il fatto di LTL o di suoi collaboratori costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

16. Compliance

16.1. Il Cliente si impegna a rispettare, e ad adoperarsi affinché ogni dipendente, appaltatore o agente rispetti:

a) il codice Etico e le politiche anticorruzione pubblicate sul sito www.essilorluxottica.com, come di volta in volta modificati;

b) tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici locali, nazionali e applicabili relativi, a titolo esemplificativo, alla legislazione fiscale e sociale, alle leggi anticorruzione, antiterrorismo, al lavoro forzato, alla schiavitù e alla tratta di esseri umani, alla protezione dell'ambiente, alle leggi antiriciclaggio, al controllo delle esportazioni, agli embarghi e alle sanzioni economiche, al diritto della concorrenza, alla legge sulle società, alla legge sulla contribuzione estera (regolamento), al

17. Miscellaneous

17.1 In the event that any provision of these T&C shall finally be determined to be unlawful or unenforceable, every other provision shall remain in full force and effect, and in substitution for any such provision held unlawful or unenforceable, there shall be substituted a provision of similar import reflecting the original intent of the clause to the extent permissible under applicable law.

17.2 The failure by either Party to exercise, or any delay in exercising, any right or remedy arising from the T&C shall not operate as a waiver thereof; nor shall any single or partial exercise of any right or remedy arising from preclude any other or future exercise thereof or the exercise of any other right or remedy arising from the T&C or from any agreement between the Parties or by law.

17.3 These T&C set forth the terms and conditions for the sale of the Products which the Client is interested in buying and reselling as part of its own commercial activity, thereby excluding the application of any consumers' protection laws. This is without prejudice to any further agreement signed between the Client and LTL in relation to the sale of the Products.

18. Governing law and jurisdiction

18.1 These T&C are governed by and construed in accordance with the laws of Italy. All disputes that may arise in dependence or as a consequence of these T&C, including those relating their validity and effectiveness, shall be deferred exclusively to the Court of Milan, Italy, without prejudice to the mandatory jurisdiction of another Court provided for by the law.

diritto commerciale, all'ambiente, al trasporto (collettivamente denominati "Leggi") e fare in modo che ciò valga anche per i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

16.2. Il Cliente garantisce e certifica la sua piena conformità a tutte le normative nazionali e internazionali sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni finanziarie / economiche.

16.3. Il Cliente garantisce che né il Cliente, né alcuno dei suoi azionisti, direttori, dipendenti o altre persone coinvolte nel rapporto commerciale in essere tra le Parti, comprese le persone con cui vi è un investimento diretto o indiretto, sono elencati in alcun elenco di sanzioni gestito da qualsiasi autorità governativa (ad esempio Stati Uniti, Unione Europea, ecc.) o istituzioni internazionali (ad esempio Nazioni Unite).

17. Varie ed eventuali

17.1 Nel caso in cui una delle disposizioni delle presenti Condizioni sia ritenuta illecita o inapplicabile, le altre disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci e la disposizione illecita o illegittima sarà sostituita da una disposizione di analogo tenore che rifletta lo scopo originario della clausola per quanto possibile ai sensi della legge applicabile.

17.2 Il mancato esercizio o il ritardato esercizio, di una delle Parti, di qualunque diritto o mezzo di tutela derivante dalle presenti Condizioni non costituisce rinuncia agli stessi; né il singolo o parziale esercizio di qualunque diritto o mezzo di tutela da esse previsto ne preclude il loro futuro esercizio o preclude l'esercizio di ogni altro diritto o mezzo di tutela derivante dalle Condizioni, da qualsiasi altro contratto tra le parti o dalla legge.


17.3 Le presenti Condizioni disciplinano termini e condizioni di acquisto dei Prodotti che il Cliente sottoscrittore è interessato ad acquistare e rivendere nell'esercizio della propria attività commerciale, con conseguente esclusione di ogni disposizione di legge a tutela dei consumatori. Restano salvi ulteriori accordi conclusi tra il Cliente e LTL in relazione alla commercializzazione dei Prodotti.

18. Legge applicabile e Foro competente

18.1 Le presenti Condizioni sono disciplinate e interpretate conformemente al diritto italiano. Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza o conseguenza delle presenti Condizioni, ivi comprese quelle attinenti alla loro validità ed efficacia, saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Milano, Italia, fatta salva la competenza inderogabile ex lege di altro Foro.



Sun World

[← Index](#)




SUN MIRROR

Mirror



SUN TINTING

Tinting



Blue Barrier*



* Available only in Index 1,5 / Disponibile solo in Indice 1,5

Mirror



BLUE

FLASH

GOLD

RED

SILVER

Tinting

Evergreen Solid

Solid Gray 25%
GREY43425Solid Gray 50%
GREY43450Solid Gray 65%
GREY43465Solid Gray 75%
GREY43475Solid Gray 85%
GREY43485Solid Green 25%
GREEN342525Solid Green 50%
GREEN342550Solid Green 65%
GREEN342565Solid Green 75%
GREEN342575Solid Green 85%
GREEN342585Solid Brown 25%
BROWN46925Solid Brown 50%
BROWN46950Solid Brown 65%
BROWN46965Solid Brown 75%
BROWN46975Solid Brown 85%
BROWN46985Solid G15 25%
G1534325Solid G15 50%
G1534350Solid G15 65%
G1534365Solid G15 75%
G1534375Solid G15 85%
G1534385Solid Blue 25%
BLUE30025Solid Blue 50%
BLUE30050Solid Blue 65%
BLUE30065Solid Blue 75%
BLUE30075Solid Blue 85%
BLUE30085

Evergreen Gradient

[← Sun World](#)

[← Index](#)



Gradient Gray 25%
GREY43425



Gradient Gray 50%
GREY43450



Gradient Gray 65%
GREY43465



Gradient Gray 75%
GREY43475



Gradient Gray 85%
GREY43485



Gradient Brown 25%
BROWN46925



Gradient Brown 50%
BROWN46950



Gradient Brown 65%
BROWN46965



Gradient Brown 75%
BROWN46975



Gradient Brown 85%
BROWN46985



Gradient Blue 25%
BLUE30025



Gradient Blue 50%
BLUE30050



Gradient Blue 65%
BLUE30065



Gradient Blue 75%
BLUE30075



Gradient Blue 85%
BLUE30085



Gradient Green 25%
GREEN342525



Gradient Green 50%
GREEN342550



Gradient Green 65%
GREEN342565



Gradient Green 75%
GREEN342575



Gradient Green 85%
GREEN342585



Gradient G15 25%
G1534325



Gradient G15 50%
G1534350



Gradient G15 65%
G1534365




Gradient G15 75%
G1534375



Gradient G15 85%
G1534385

Fashion*



Armocromia*

Spring



Summer



Autumn



Winter




← Sun World

← Index

* Available only on Special and Single Vision Free Form

* Disponibile solo su Special e Single Vision Free Form

Blue Barrier*



WINTER SUN

Filter Vision 450 Nm
Filtro 450 Nm

MARKET TARGET


Night blindness.
Macular degeneration.
Diabetic retinopathy.
Pre-operative cataract.
Forensic science.
SAD (Seasonal Affective Disorder).
Glaucoma.
Aniridia.

Suitable for sports activities
20% of darkness.

MARKET TARGET

Personne affette da cecità notturna.
Degenerazione maculare.
Retinopatia diabetica.
Cataratta (pre-operatoria)
Scienza forense.
DAS (Disordine affettivo stagionale).
Glaucoma.
Aniridia.

Adatta alle attività sportive
20% di oscuramento.



EURO BROWN

Filter Vision 480 Nm
Filtro 480 Nm

MARKET TARGET

Macular degeneration.
Diabetic retinopathy.
Pre-operative cataract.
Forensic sciencesuitable

Suitable for sports activities
83% of darkness.

MARKET TARGET

Degenerazione maculare.
Retinopatia diabetica.
Cataratta (pre-operatoria).
Scienza forense.

Adatta alle attività sportive
83% di inscurimento.

* Available only in Index 1,5 / Disponibile solo in Indice 1,5

Blue Barrier*



INTENSE ORANGE

Filter Vision 500 Nm And 550 Nm
Filtro 500 Nm E 550nm

MARKET TARGET


Macular degeneration.
Diabetic retinopathy.
Post-operative cataract.
Aphakia/Pseudophakia.
Optic atrophy.
Corneal dystrophy.
Retinitis pigmentosa.
Albinism.

Not suitable for use in traffic
48% of darkness.

MARKET TARGET

Degenerazione maculare.
Retinopatia diabetica.
Cataratta (post-operatoria).
Afachia/ Pseudoafachia
Atrofia ottica.
Distrofia corneale.
Retinite pigmentosa.
Albinismo.

Non adatta all'uso nel traffico
48% di oscuramento.



AUTUMN SUN

Filter Vision 540 Nm
Filtro 540 Nm

MARKET TARGET

Macular degeneration.
Post-operative cataract.

Not suitable for use in traffic
80% of darkness.

MARKET TARGET

Degenerazione maculare.
Cataratta (post-operatoria).

Non adatta all'uso nel traffico
80% di oscuramento.

FREE FORM

Progressive

PERSONAL

Icon →

CLASSIC

Icon →

FBS

FBS

DSS

DSS

Drive

BDS

Special

EBL

Green

Mineral Magic

Office

FBS Office

Bifocal

Bifocal →

CONVENTIONAL

Office

Pro Office

Bifocal

Bifocal →

Mineral Bifocal →

Free Form
All Purpose Personal

Icon Personal

Clear



Photochromic



Polar



Characteristics

Caratteristiche



Order parameters

Parametri per l'ordine



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Uses

Design suitable for users of electronic devices

Market Target

New generation of presbyopes who are searching visual comfort in all circumstances

Presbyopes with a dynamic lifestyle

For those looking for a progressive with an immediate performance, able of minimize the time adaptation

Advantages

Clear vision while using digital devices

Optimal visual balance of the images for a better binocular vision, ensuring the stability of the images on every move

Improvement of visual acuity and the images contrast

Reduction of the visual fatigue and the time adaptation

Usi

Design particolarmente adatto agli utilizzatori di dispositivi elettronici

Market Target

Nuova generazione di presbiti che cerca il comfort visivo in ogni circostanza.

Presbiti con uno stile di vita dinamico

Chi cerca una progressiva dalle performance immediate, capace di minimizzare il tempo di adattamento

Vantaggi

Chiarezza della visione durante l'utilizzo dei dispositivi digitali

Ottimale bilanciamento delle immagini per una migliore visione binoculare garantendo

stabilità delle immagini anche in movimento

Miglioramento dell'acuità visiva e contrasto delle immagini

Riduzione dell'affaticamento visivo e dei tempi di adattamento

Features

Caratteristiche

ICON Personal lenses represent the evolution of ICON Classic lenses. Thanks to advanced customization including pantoscopic angle, wrap angle, and vertex distance, they offer an even more tailored visual experience. Like ICON Classic, they leverage the latest LTL technologies to optimize vision in all zones, reducing optical aberrations and ensuring clear, comfortable vision at all distances.

Multifocal Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida


All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti ICON Personal rappresentano l'evoluzione delle lenti ICON Classic. Grazie a una personalizzazione avanzata che include l'angolo pantoscopico, l'angolo di avvolgimento e la distanza apice corneale, offrono un'esperienza visiva ancora più su misura. Come le ICON Classic, sfruttano le più recenti tecnologie LTL per ottimizzare la visione in tutte le zone, riducendo le aberrazioni ottiche e garantendo una visione nitida e confortevole a tutte le distanze.

← Icon Personal

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with Icon
Visione con Icon

Order parameters

Parametri per l'ordine

← Icon Personal

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All ICON lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti ICON sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓


Personalization parameters

Parametri di personalizzazione

← Icon Personal

← Multifocal Lenses

← Index



1. CORRIDOR

It is the area used for intermediate vision, which progressively increase the power with a progression depending of the geometry, up to arrive to near vision power. The corridor combines the long distance area optical center to the optical center of the near vision which it has a 5 mm dimension.

2. MOUNTING HEIGHT

It is the segment that combines the long distance optical center to the inferior edge of the template.

3. INSET

Nasal movement of the near vision optical center compared to the position of the long one.

4. INTERPUPILLAR DISTANCE (PD)

Distance between the two long distance optical centers.

5. A BOX

Maximum horizontal dimension of the template.

6. B BOX

Maximum vertical dimension of the template.

7. DBL

Minimum distance between the surfaces of the nose pads or the edges of the frame.

8. PANTOSCOPIC ANGLE

Tilt of the front of the frame compared to the temple stated in grades.

9. WRAP ANGLE

It represents the curve of the front of the frame.

10. VERTEX

Back vertex distance.

1. CORRIDOIO

È l'area utile della lente per la visione intermedia. Questa aumenta progressivamente il potere con una progressione dipendente dalla geometria, fino ad arrivare al valore del vicino. Collega l'area del centro ottico per lontano al centro del centro ottico per vicino che ha una dimensione di 5 mm.

2. ALTEZZA DI MONTAGGIO

Segmento che congiunge il centro ottico per lontano al bordo inferiore della dima.

3. INSET

Spostamento nasale del centro ottico per vicino rispetto alla posizione di quello per lontano.

4. DISTANZA INTERPUPILLARE (PD)

Distanza tra i due centri ottici per lontano.

5. A BOX

Dimensione massima orizzontale della dima

6. B BOX

Dimensione massima verticale della dima

7. DBL

Distanza minima tra le superfici dei naselli o dei bordi della montatura.

8. ANGOLO PANTOSCOPICO



Inclinazione del frontale rispetto alle aste espressa in gradi.

9. ANGOLO DI AVVOLGIMENTO

Rappresenta la curvatura del frontale.

10. VERTEX

Distanza apice-corneale.



Clear

1,5 Icon Clear →

1,5 Icon Clear Hi-Tech →

1,53 Icon Clear →

1,59 Icon Clear →

1,6 Icon Clear →

1,6 Icon Clear Hi-Tech →

1,6 Icon Clear Evolution →

1,67 Icon Clear →

1,67 Icon Clear Hi-Tech →

1,74 Icon Clear →

1,74 Icon Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

- | | | |
|------|--------------------------|---|
| 1,5 | Icon Transitions® GEN S™ | → |
| 1,53 | Icon Transitions® GEN S™ | → |
| 1,59 | Icon Transitions® GEN S™ | → |
| 1,6 | Icon Transitions® GEN S™ | → |
| 1,67 | Icon Transitions® GEN S™ | → |
| 1,74 | Icon Transitions® GEN S™ | → |

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

- | | | |
|------|---|---|
| 1,5 | Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ | → |
| 1,5 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,53 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,59 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,6 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,6 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,67 | Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ | → |
| 1,67 | Icon Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,67 | Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ | → |

Polar

1,5 Icon Sky Polar →

1,6 Icon Sky Polar →

1,67 Icon Xperio® →

Free Form
All Purpose Personal

FBS Personal

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Order parameters
Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Current progressive lens users who desire clear vision at both far and near distances

Advantages

Wide and performing vision in near and far zones

Recalculation of the power over the whole surface to facilitate an excellent perception and contrast of the images

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Già utilizzatori di progressive che cercano una visione puntuale da lontano e da vicino

Vantaggi

Amplia e performante visione nella zona del lontano e del vicino

Ricalcolo del potere su tutta la superficie per facilitare un'ottima percezione e contrasto delle immagini

Features

Caratteristiche

FBS Personal lenses are conceived to provide a perfect balance between far and near vision.

Ideal for those accustomed to progressive lenses, these lenses provide comfortable vision at all distances. Thanks to the personalization it is possible to adapt to any wearers' need.

Multifocal Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti FBS Personal sono state concepite per permettere un equilibrio perfetto tra la visione da vicino e da lontano.

Raccomandato per utenti con esperienza di lenti progressive e che cercano una visione confortevole e adeguata a tutte le distanze. Grazie alla personalizzazione è possibile adattarle con precisione all'esigenza del portatore.

← FBS Personal

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with FBS Personal
Visione con FBS Personal

Order parameters

Parametri per l'ordine

← FBS Personal

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All FBS Personal lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti FBS Personal sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓


Personalization parameters

Parametri di personalizzazione

← FBS Personal

← Multifocal Lenses

← Index



1. CORRIDOR

It is the area used for intermediate vision, which progressively increase the power with a progression depending of the geometry, up to arrive to near vision power. The corridor combines the long distance area optical center to the optical center of the near vision which it has a 5 mm dimension.

2. MOUNTING HEIGHT

It is the segment that combines the long distance optical center to the inferior edge of the template.

3. INSET

Nasal movement of the near vision optical center compared to the position of the long one.

4. INTERPUPILLAR DISTANCE (PD)

Distance between the two long distance optical centers.

5. A BOX

Maximum horizontal dimension of the template.

6. B BOX

Maximum vertical dimension of the template.

7. DBL

Minimum distance between the surfaces of the nose pads or the edges of the frame.

8. PANTOSCOPIC ANGLE

Tilt of the front of the frame compared to the temple stated in grades.

9. WRAP ANGLE

It represents the curve of the front of the frame.

10. VERTEX

Back vertex distance.

1. CORRIDOIO

È l'area utile della lente per la visione intermedia. Questa aumenta progressivamente il potere con una progressione dipendente dalla geometria, fino ad arrivare al valore del vicino. Collega l'area del centro ottico per lontano al centro del centro ottico per vicino che ha una dimensione di 5 mm.

2. ALTEZZA DI MONTAGGIO

Segmento che congiunge il centro ottico per lontano al bordo inferiore della dima.

3. INSET

Spostamento nasale del centro ottico per vicino rispetto alla posizione di quello per lontano.

4. DISTANZA INTERPUPILLARE (PD)

Distanza tra i due centri ottici per lontano.

5. A BOX

Dimensione massima orizzontale della dima

6. B BOX

Dimensione massima verticale della dima

7. DBL

Distanza minima tra le superfici dei naselli o dei bordi della montatura.

8. ANGOLO PANTOSCOPICO

Inclinazione del frontale rispetto alle aste espressa in gradi.

9. ANGOLO DI AVVOLGIMENTO

Rappresenta la curvatura del frontale.

10. VERTEX

Distanza apice-corneale.



Available coatings

Trattamenti disponibili

← FBS Personal

Multifocal Lenses

← Index

Clear

	
1,5	Hi-Tech
1,53	
1,56	Hi-Tech
1,59	
1,6	Evolution
	Hi-Tech
1,67	Hi-Tech
1,74	

Tint

• • • •

Photochromic

	Transitions® GEN S™
1,5	PhotoFast
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,53	Transitions® GEN S™
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,56	Superchromic
	Transitions® GEN S™
1,59	PhotoFast
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,6	Transitions® GEN S™
	PhotoFast
	PhotoFast Hi-Tech
	Transitions® XTRActive® New Generation

ANSWER

		UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturnal	Achroma	Mirror	Tint
1,67	Transitions® GEN S™			•	•	•	•	•			
	Transitions® XTRActive® New Generation		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PhotoFast		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,74	Transitions® GEN S™		•	•	•	•	•				

Clear

1,5 FBS Clear →

1,5 FBS Clear Hi-Tech →

1,53 FBS Clear →

1,56 FBS Clear →

1,56 FBS Clear Hi-Tech →

1,59 FBS Clear →

1,6 FBS Clear →

1,6 FBS Clear Hi-Tech →

1,6 FBS Clear Evolution →

1,67 FBS Clear →

1,67 FBS Clear Hi-Tech →

1,74 FBS Clear →

1,74 FBS Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5	FBS Transitions® GEN S™	→
1,53	FBS Transitions® GEN S™	→
1,59	FBS Transitions® GEN S™	→
1,6	FBS Transitions® GEN S™	→
1,67	FBS Transitions® GEN S™	→
1,74	FBS Transitions® GEN S™	→

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,5	FBS Transitions® XTRActive® Polarized™	→
1,53	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,59	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,6	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,67	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,67	FBS Transitions® XTRActive® New Generation	→

PHOTOFAST

1,5	FBS PhotoFast	→
1,56	FBS Superchromic	→
1,59	FBS PhotoFast	→
1,6	FBS PhotoFast	→
1,6	FBS PhotoFast Hi-Tech	→
1,67	FBS PhotoFast	→

Polar

1,5 FBS Sky Polar →

1,6 FBS Sky Polar →

1,67 FBS Xperio® →

Free Form
All Purpose Personal

DSS Personal

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Order parameters
Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

New users of progressive lenses looking for a balance between the different far, intermediate and near areas

Advantages

Soft vision to encourage an optimal and performing adaptation in every area

Wide and clear visual fields at all distances, even in the lateral areas

Excellent transition and progression of power between the different vision areas

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Primi utilizzatori di progressive alla ricerca di un equilibrio tra le diverse zone lontano, intermedio e vicino

Vantaggi

Visione soft per favorire un adattamento ottimale e performante in ogni zona

Campi visivi ampi e nitidi a tutte le distanze, anche nelle zone laterali

Ottima transizione e progressione di potere tra le diverse zone di visione

Features

Caratteristiche

DSS Personal progressive lenses have been specifically designed to provide a smooth and comfortable visual experience for those new to progressive lenses. With soft transition between vision at far and at near, it provides the user with the comfortable convenience of an all-purpose lens. Thanks to the personalization it is possible to adapt to any wearers' need.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti progressive DSS Personal sono state create appositamente per offrire un'esperienza visiva fluida e confortevole a chi si avvicina per la prima volta alle lenti progressive. Con transizioni morbide dal lontano al vicino, offre all'utente il comfort di una lente per tutti gli usi. Grazie alla personalizzazione è possibile adattarle con precisione all'esigenza del portatore.

← DSS Personal

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with DSS Personal
Visione con DSS Personal

Order parameters

Parametri per l'ordine

← DSS Personal

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	-	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	-	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All DSS Personal lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti DSS Personal sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓

Available coatings

Trattamenti disponibili

← DSS Personal

Multifocal Lenses

 Index

Clear

Tint

● ● ● ● ●

Photochromic

1

Polarized

	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
1,67	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoFast	●	●	●	●	●	●	●
1,74	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		

Clear

1,5 DSS Clear →

1,5 DSS Clear Hi-Tech →

1,53 DSS Clear →

1,56 DSS Clear →

1,56 DSS Clear Hi-Tech →

1,59 DSS Clear →

1,6 DSS Clear →

1,6 DSS Clear Hi-Tech →

1,6 DSS Clear Evolution →

1,67 DSS Clear →

1,67 DSS Clear Hi-Tech →

1,74 DSS Clear →

1,74 DSS Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5	DSS Transitions® GEN S™	→
1,53	DSS Transitions® GEN S™	→
1,59	DSS Transitions® GEN S™	→
1,6	DSS Transitions® GEN S™	→
1,67	DSS Transitions® GEN S™	→
1,74	DSS Transitions® GEN S™	→

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,5	DSS Transitions® XTRActive® Polarized™	→
1,53	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,59	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,6	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,67	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→
1,67	DSS Transitions® XTRActive® New Generation	→

PHOTOFAST

1,5	DSS PhotoFast	→
1,56	DSS Superchromic	→
1,59	DSS PhotoFast	→
1,6	DSS PhotoFast	→
1,6	DSS PhotoFast Hi-Tech	→
1,67	DSS PhotoFast	→

Polar

1,5 DSS Sky Polar →

1,6 DSS Sky Polar →

1,67 DSS Xperio® →

Free Form
All Purpose Personal

Drive

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Order parameters
Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Uses

Driving

Market Target

People over 40 y/o

Drivers

Advantages

Wide zone from far and intermediate distance that gives great comfort for driving, reducing visual stress

Safe perception of distances thanks to the perfect combination of material, design and ar-coating

Increased of the contrast and brightness perceived in low light conditions

Usi

Guida

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Guidatori

Vantaggi

Ampia zona da lontano ed intermedio che dona un grande comfort per la guida, riducendo lo stress visivo

Sicura percezione delle distanze grazie alla perfetta combinazione di materiale, design e ar-coating

Aumento del contrasto e della luminosità percepita in condizioni di scarsa luce

Features

Caratteristiche

Drive lens is the perfect solution for presbyopic wearers looking for an optimal vision while driving.
Perfect solution for those who spend most of their time driving.
The design amplifies and optimizes both far and intermediate vision, providing unparalleled driving comfort.
Crystal-clear vision in the far distance.

La lente Drive è l'ideale per i presbiti che cercano una visione ottimale durante la guida.
Perfetta soluzione per chi passa la maggior parte del suo tempo alla guida.
Il design amplifica e ottimizza la visione da lontano e nell'intermedio dando un comfort alla guida senza pari.
Visione nitida nella distanza da lontano.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi



← Drive

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with Drive
Visione con Drive

Order parameters

Parametri per l'ordine

← Drive

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)			18	
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)			19	

⚠ Decentralization / Decentramento

All Drive lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti Drive sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓

Clear

1,5 Drive Clear →

1,5 Drive Clear Hi-Tech →

1,6 Drive Clear →

1,6 Drive Clear Hi-Tech →

1,67 Drive Clear →

1,67 Drive Clear Hi-Tech →

1,74 Drive Clear →

1,74 Drive Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5 Drive Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,5 Drive Transitions® XTRActive® Polarized™ →

1,6 Drive Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,6 Drive Transitions® XTRActive® Polarized™ →

1,67 Drive Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,67 Drive Transitions® XTRActive® Polarized™ →

SUPERCHROMIC

1,56 Drive Superchromic →

Polar

1,5 Drive Sky Polar →

1,6 Drive Sky Polar →

1,67 Drive Xperio® →

Free Form
All Purpose Personal

Special

Clear



Characteristics

Caratteristiche

Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine

Polar



Available Coatings

Trattamenti disponibili

Special

← Special

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

Sport and fashion frames

Market Target

Customers over 40 y/o

Passionate about the latest market trends

Advantages

Reduction of lateral aberrations and distortions in wrapping lenses

Usi

Sport e montature fashion

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Appassionati delle ultime tendenze di mercato

Vantaggi

Riduzione aberrazioni e distorsioni laterali in lenti avvolgenti

Features


Caratteristiche

Multifocal Multifocale	✓
Near vision Visione da vicino	••••••••••
Intermediate vision Visione intermedia	••••••••••
Far vision Visione da lontano	••••••••••
Aberration reduction Riduzione aberrazioni	••••••••••
Aesthetics Estetica	••••••••••
Digital devices - Reading Dispositivi digitali - Lettura	••••••••••
Outdoor activities Attività outdoor	••••••••••
Driving Guida	••••••••••
All-purpose Tutti gli usi	••••••••••

← Special

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with Special
Visione con Special

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)		16	18	
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)		17	19	

⚠ Decentralization / Decentramento

All Special lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti Special sono decentrate di 5 mm.

← Special

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Special

Multifocal Lenses

Index

Clear

Tint

• 100 •

Polarized

1,5	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●
1,6	Sky Polar		●	●	●	●	●	●	●	●
1,67	Xperio®		●	●	●	●	●	●	●	●

Photochromic

1,5	Transitions® GEN S™
1,53	Transitions® GEN S™
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,59	Transitions® GEN S™
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,6	Transitions® GEN S™
1,67	Transitions® GEN S™
1,74	Transitions® GEN S™

Clear

1,5 Special Clear →

1,53 Special Clear →

1,59 Special Clear →

1,6 Special Clear →

1,6 Special Clear Evolution →

1,67 Special Clear →


1,74 Special Clear →

1,74 Special Clear Tintable →


Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 Special Transitions® GEN S™



1,53 Special Transitions® GEN S™




1,59 Special Transitions® GEN S™



1,6 Special Transitions® GEN S™



1,67 Special Transitions® GEN S™




1,74 Special Transitions® GEN S™



TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,53 Special Transitions® XTRActive®
New Generation



1,59 Special Transitions® XTRActive®
New Generation



PHOTOFAST

1,6 Special PhotoFast Hi-Tech



Polar

1,5 Special Sky Polar →

1,6 Special Sky Polar →

1,67 Special Xperio® →

Free Form
All Purpose Personal

Green Personal

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Order parameters
Parametri per l'ordine



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Green Personal

← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Farsighted who are searching a progressive that requires ease in the use

People sensitive to the sostenability

Advantages

Soft vision to encourage an optimal and performing adaptation in every area

Excellent transition and progression of power between the different vision areas

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Presbiti che ricercano una progressiva che richieda facilità nell'utilizzo

Personne sensibili alla sostenibilità

Vantaggi

Visione soft per favorire un adattamento ottimale e performante in ogni zona

Ottima transizione e progressione di potere tra le diverse zone di visione

Features

Caratteristiche

Multifocal Multifocale	✓
Near vision Visione da vicino	●●●●●●●●
Intermediate vision Visione intermedia	●●●●●●●●
Far vision Visione da lontano	●●●●●●●●
Aberration reduction Riduzione aberrazioni	●●●●●●●●
Aesthetics Estetica	●●●●●●●●
Digital devices - Reading Dispositivi digitali - Lettura	●●●●●●●●
Outdoor activities Attività outdoor	●●●●●●●●
Driving Guida	●●●●●●●●
All-purpose Tutti gli usi	●●●●●●●●

← Green Planet →

Multifocal Lenses

 Index



Vision with Green Personal Visione con Green Personal

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All Green Personal lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti Green Personal sono decentrate di 5 mm.

← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Customizable / Personalizzabili

Pantoscopic angle Angolo pantoscopico	✓
Wrapping Angle Angolo di avvolgimento	✓
Vertex Distanza Apice Corneale	✓

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Achroma	Mirror	Nocturna	Tint
1,6	•	•	•	•	•	•		•	•
1,74	•	•	•	•	•		•	•	


Clear

1,6 Green Clear →

1,74 Green Clear →

ORGANIC MULTIFOCAL
FREE FORM
Personal Green
Clear
Index 1,6

Ranges / Gamme



← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo

ORGANIC MULTIFOCAL
FREE FORM
Personal Green
Clear
Index 1,74

Ranges / Gamme



← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

Free Form
All Purpose Personal

Icon Classic

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Uses

Design suitable for users of electronic devices

Market Target

New generation of presbyopes who are searching visual comfort in all circumstances

Presbyopes with a dynamic lifestyle

For those looking for a progressive with an immediate performance, able of minimize the time adaptation

Advantages

Clear vision while using digital devices

Optimal visual balance of the images for a better binocular vision, ensuring the stability of the images on every move

Improvement of visual acuity and the images contrast

Reduction of the visual fatigue and the time adaptation

Usi

Design particolarmente adatto agli utilizzatori di dispositivi elettronici

Market Target

Nuova generazione di presbiti che cerca il comfort visivo in ogni circostanza

Presbiti con uno stile di vita dinamico

Chi cerca una progressiva dalle performance immediate, capace di minimizzare il tempo di adattamento

Vantaggi

Chiarezza della visione durante l'utilizzo dei dispositivi digitali

Ottimale bilanciamento delle immagini per una migliore visione binoculare garantendo

stabilità delle immagini anche in movimento

Miglioramento dell'acuità visiva e contrasto delle immagini

Riduzione dell'affaticamento visivo e dei tempi di adattamento

Features

Caratteristiche

ICON lenses, thanks to their advanced technology, are optimized in all zones. Thanks to the new LTL technologies all the oblique aberrations are pushed out to the lens border, and the unwanted oblique astigmatism is kept under patient's max addition improving far, near and intermediate area.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura


Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti ICON, grazie alla loro tecnologia avanzata, sono ottimizzate in tutte le zone. Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie LTL, tutte le aberrazioni oblique vengono spinte ai margini della lente e l'astigmatismo obliquo è mantenuto entro il valore dell'addizione del paziente portando un miglioramento della visione da lontano, vicino e intermedio.

← Icon Classic ← Progressive Lenses ← Index



Vision with Icon
Visione con Icon

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All ICON lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti ICON sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *	
Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

← Icon Classic

← Progressive Lenses

← Index

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Icon Classic

← Progressive Lenses

← Index

Clear

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror	Tint
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech										
1,53	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evolution										
Hi-Tech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,74	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Photochromic

1,5	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				
	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,53	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				
	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,59	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				
	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				
	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				
	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,74	Transitions® GEN S™	•	•	•	•	•				

Polarized

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror	Tint
1,5	Sky Polar				•	•	•	•	•	•
1,6	Sky Polar				•	•	•	•	•	•
1,67	Xperio®				•	•	•	•	•	•

Clear

1,5 Icon Clear →

1,5 Icon Clear Hi-Tech →

1,53 Icon Clear →

1,59 Icon Clear →

1,6 Icon Clear →

1,6 Icon Evolution →

1,6 Icon Clear Hi-Tech →

1,67 Icon Clear →

1,67 Icon Clear Hi-Tech →

1,74 Icon Clear →

1,74 Icon Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 Icon Transitions® GEN S™ →

1,53 Icon Transitions® GEN S™ →

1,59 Icon Transitions® GEN S™ →

1,6 Icon Transitions® GEN S™ →

1,67 Icon Transitions® GEN S™ →

1,74 Icon Transitions® GEN S™ →

TRANSITIONS®
XTRACTIVE® NEW
GENERATION

1,5 Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ →

1,5 Icon Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,53 Icon Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,59 Icon Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,6 Icon Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,6 Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ →

1,67 Icon Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,67 Icon Transitions® XTRActive® Polarized™ →

Polar

1,5 Icon Sky Polar →

1,6 Icon Sky Polar →

1,67 Icon Xperio® →

Free Form

All Purpose Classic

FBS Classic

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Progressive lenses habitual users looking for a high quality near and far vision

Advantages

Wide and performing vision in near and far zones

Recalculation of the power over the whole surface to facilitate an excellent perception and contrast of the images

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Già utilizzatori di progressive che cercano un elevato standard nella visione da lontano e da vicino

Vantaggi

Amplia e performante visione nella zona del lontano e del vicino

Ricalcolo del potere su tutta la superficie per facilitare un'ottima percezione e contrasto delle immagini

Features

Caratteristiche

FBS lenses are conceived for a perfect balance between far and near vision. Recommended for experienced progressive lenses users who are looking for a comfortable and accurate vision at any distances.

Multifocal Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti FBS sono state concepite per permettere un equilibrio perfetto tra la visione da vicino e da lontano. Raccomandato per utenti con esperienza di lenti progressive e che cercano una visione confortevole e adeguata a tutte le distanze.

[← FBS Classic](#) [← Multifocal Lenses](#) [← Index](#)



Vision with FBS Classic
Visione con FBS Classic

Order parameters

Parametri per l'ordine

← FBS Classic

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All FBS Classic lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti FBS Classic sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Clear

1,5	FBS Clear	→	1,67	FBS Clear	→
1,5	FBS Clear Hi-Tech	→	1,67	FBS Clear Hi-Tech	→
1,53	FBS Clear	→	1,74	FBS Clear	→
1,56	FBS Clear	→	1,74	FBS Clear Tintable	→
1,56	FBS Clear Hi-Tech	→			
1,59	FBS Clear	→			
1,6	FBS Clear	→			
1,6	FBS Clear Hi-Tech	→			
1,6	FBS Clear Evolution	→			

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 FBS Transitions® GEN S™ →

1,53 FBS Transitions® GEN S™ →

1,59 FBS Transitions® GEN S™ →

1,6 FBS Transitions® GEN S™ →

1,67 FBS Transitions® GEN S™ →

1,74 FBS Transitions® GEN S™ →

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5 FBS Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,53 FBS Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,59 FBS Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,6 FBS Transitions® XTRActive®
New Generation →

1,67 FBS Transitions® XTRActive®
New Generation →

PHOTOFAST

1,5 FBS PhotoFast →

1,56 FBS Superchromic →

1,59 FBS PhotoFast →

1,6 FBS PhotoFast →

1,6 FBS PhotoFast Hi-Tech →

1,67 FBS PhotoFast →

Polar

1,5 FBS Sky Polar →

1,6 FBS Sky Polar →

1,67 FBS Xperio® →

Free Form

All Purpose Classic

DSS Classic

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Farsighted who are searching a progressive that requires ease in the use

New users of a progressive lenses who are searching an immediate clear vision

Advantages

Soft vision to encourage an optimal and performing adaptation in every area

Wide and clear visual fields at all distances, even in the lateral areas

Excellent transition and progression of power between the different vision areas

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Presbiti che ricercano una progressiva che richieda facilità nell'utilizzo

Nuovi utilizzatori di progressive, che cercano una visione nitida immediata

Vantaggi

Visione soft per favorire un adattamento ottimale e performante in ogni zona

Campi visivi ampi e nitidi a tutte le distanze, anche nelle zone laterali

Ottima transizione e progressione di potere tra le diverse zone di visione

Features

Caratteristiche

DSS progressive lenses are specially designed for first-time users of progressive lenses. With soft transition between vision at far and at near, it provides the user with the comfortable convenience of an all-purpose lens.

Multifocal Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti DSS sono state concepite appositamente per chi indossa per la prima volta lenti progressive. Con transizioni morbide dal lontano al vicino, offre all'utente il comfort di una lente per tutti gli usi.



Vision with DSS Classic
Visione con DSS Classic

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	-	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	-	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All DSS Classic lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti DSS Classic sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *	
Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

← DSS Classic

← Multifocal Lenses

← Index

Available coatings

Trattamenti disponibili

← DSS Classic

Multifocal Lenses

[← Index](#)

Clear

tint

● ● ● ● ●

Photochromic

	Transitions® GEN S™
1,5	PhotoFast
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,53	Transitions® GEN S™
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,56	Superchromic
	Transitions® GEN S™
1,59	PhotoFast
	Transitions® XTRActive® New Generation
1,6	Transitions® GEN S™
	PhotoFast
	PhotoFast Hi-Tech
	Transitions® XTRActive® New Generation

Polarized

	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
1,67	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoFast	●	●	●	●	●	●	●
1,74	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		

Clear

1,5	DSS Clear	→	1,67	DSS Clear	→
1,5	DSS Clear Hi-Tech	→	1,67	DSS Clear Hi-Tech	→
1,53	DSS Clear	→	1,74	DSS Clear	→
1,56	DSS Clear	→	1,74	DSS Clear Tintable	→
1,56	DSS Clear Hi-Tech	→			
1,59	DSS Clear	→			
1,6	DSS Clear	→			
1,6	DSS Clear Hi-Tech	→			
1,6	DSS Clear Evolution	→			

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

- | | | |
|------|-------------------------|---|
| 1,5 | DSS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,53 | DSS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,59 | DSS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,6 | DSS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,67 | DSS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,74 | DSS Transitions® GEN S™ | → |

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

- | | | |
|------|---|---|
| 1,5 | DSS Transitions® XTRActive®
New Generation | → |
| 1,53 | DSS Transitions® XTRActive®
New Generation | → |
| 1,59 | DSS Transitions® XTRActive®
New Generation | → |
| 1,6 | DSS Transitions® XTRActive®
New Generation | → |
| 1,67 | DSS Transitions® XTRActive®
New Generation | → |

PHOTOFAST

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| 1,5 | DSS PhotoFast | → |
| 1,56 | DSS Superchromic | → |
| 1,59 | DSS PhotoFast | → |
| 1,6 | DSS PhotoFast | → |
| 1,6 | DSS PhotoFast Hi-Tech | → |
| 1,67 | DSS PhotoFast | → |

Polar

1,5 DSS Sky Polar →

1,6 DSS Sky Polar →

1,67 DSS Xperio® →

Free Form

All Purpose Classic

BDS Classic

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Progressive lenses users looking for good quality products at convenient prices

Advantages

Accurately balanced design for a comfortable near and far vision

Advanced technologically product with low costs

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Clienti che già utilizzano delle progressive e che cercano una buona qualità ad un prezzo interessante

Vantaggi

Design ben bilanciato per una visione confortevole da lontano e da vicino

Prodotto tecnologicamente avanzato con costi contenuti

Features

Caratteristiche

BDS lenses are conceived for a perfect balance between far and near vision. Recommended for experienced progressive lenses users who are looking for a comfortable and accurate vision at any distances.

Multifocal Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi


Le lenti BDS sono state concepite per permettere un equilibrio perfetto tra la visione da vicino e da lontano.

Raccomandato per utenti con esperienza di lenti progressive e che cercano una visione confortevole e adeguata a tutte le distanze.

← BDS

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with BDS Classic
Visione con BDS Classic

Order parameters

Parametri per l'ordine

← BDS

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All BDS Classic lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti BDS Classic sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Clear

1,5 BDS Clear →

1,53 BDS Clear →

1,56 BDS Clear →

1,59 BDS Clear →

1,6 BDS Clear →

1,6 BDS Clear Hi-Tech →

1,6 BDS Clear Evolution →

1,67 BDS Clear →

1,74 BDS Clear →

1,74 BDS Clear Tintable →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

- | | | |
|------|-------------------------|---|
| 1,5 | BDS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,53 | BDS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,59 | BDS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,6 | BDS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,67 | BDS Transitions® GEN S™ | → |
| 1,74 | BDS Transitions® GEN S™ | → |

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

- | | | |
|------|--|---|
| 1,5 | BDS Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,53 | BDS Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,59 | BDS Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,6 | BDS Transitions® XTRActive® New Generation | → |
| 1,67 | BDS Transitions® XTRActive® New Generation | → |

PHOTOFAST

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| 1,5 | BDS PhotoFast | → |
| 1,56 | BDS Superchromic | → |
| 1,59 | BDS PhotoFast | → |
| 1,6 | BDS PhotoFast | → |
| 1,6 | BDS PhotoFast Hi-Tech | → |
| 1,67 | BDS PhotoFast | → |

Polar

1,5 BDS Sky Polar →

1,6 BDS Sky Polar →

1,67 BDS Xperio® →

Free Form

All Purpose Classic

EBL Classic

Clear



Characteristics

Caratteristiche

Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine

Available Coatings

Trattamenti disponibili



EBL Classic

← EBL

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

Wearers of Progressive lenses looking for good convenient prices

Advantages

FreeForm Progressive at competitive costs

Reliable and optimized near vision

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Clienti che già utilizzano delle progressive e che cercano un prezzo interessante

Vantaggi

Progressiva FreeForm a costi competitivi

Visione da vicino affidabile e ottimizzata

Features

Caratteristiche

EBL lens offers excellent value for money.

La lente EBL offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

← EBL

← Multifocal Lenses

← Index



Vision with EBL Classic
Visione con EBL Classic

Order parameters

Parametri per l'ordine

← EBL

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All EBL Classic lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti EBL Classic sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← EBL

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror	Tint
1,5	•	•	•	•						
1,56		•	•	•						
1,6		•	•	•						

Photochromic

1,5	PhotoFast		•	•	•					
1,56	Superchromic		•	•	•					
1,6	PhotoFast		•	•	•					

Clear

1,5 EBL Clear →

1,56 EBL Clear →

1,6 EBL Clear →

Photochromic

1,5 EBL PhotoFast →

1,56 EBL Superchromic →

1,6 EBL PhotoFast →


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	

Maximum prism	
Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Hi-Tech Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,53

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



Multifocal Lenses

 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75
 - Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

Maximum prism Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,56

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

Maximum prism 6
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Hi-Tech Index 1,56

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,59

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Yellow Dot: From 50/55 to 65/70
- Blue Dot: From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Hi-Tech Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Evolution Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	↑
FBS Personal	↑
DSS Personal	↑
Drive	↑
Special	↑
Green Personal	↑
Icon Classic	↑
FBS Classic	↑
DSS Classic	↑
BDS Classic	↑
EBL Classic	↑
Mineral Magic Classic	↑
FBS Office	↑
Pro Office	↑

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Hi-Tech Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	↑
FBS Personal	↑
DSS Personal	↑
Drive	↑
Special	↑
Green Personal	↑
Icon Classic	↑
FBS Classic	↑
DSS Classic	↑
BDS Classic	↑
EBL Classic	↑
Mineral Magic Classic	↑
FBS Office	↑
Pro Office	↑

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Index 1,74

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	↓
FBS Personal	↓
DSS Personal	↓
Drive	↓
Special	↓
Green Personal	↓
Icon Classic	↓
FBS Classic	↓
DSS Classic	↓
BDS Classic	↓
EBL Classic	↓
Mineral Magic Classic	↓
FBS Office	↓
Pro Office	↓

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Clear Tintable Index 1,74

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM


Transitions[®] GEN S™

Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15



Amber

*



Amethyst

*



Sapphire

*



Emerald

*



Ruby

*

* Not available on BDS Classic

* Non disponibile su BDS Classic

Legend / Legenda

- From 50/55 to 65/70
- From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

PhotoFast Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/75
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Polar Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM


Transitions® GEN S™

Index 1,53

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Index 1,53

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Superchromic Index 1,56

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM


Transitions® GEN S™

Index 1,59

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →


Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTI FREE FORM

Photofast Index 1,59

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
 - Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni

Maximum prism Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Index 1,59

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM


Transitions® GEN S™

Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15



Amber *



Amethyst *



Sapphire *



Emerald *



Ruby *

* Not available on BDS Classic

* Non disponibile su BDS Classic

Legend / Legenda

○ Ø From 50/55 to 65/70

● Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni


Maximum prism
Prisma massimo

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM Photofast Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Photofast Hi-Tech Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Purple



Blue

Legend / Legenda

- Yellow circle: Ø From 50/55 to 65/70
- Blue circle: Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

6

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC MULTIFO FREE FORM

Transitions® XTRActive® Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



— Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

Maximum prism Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Polar Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC MULTIFO FREE FORM


Transitions® GEN S™

Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
 - FBS Personal →
 - DSS Personal →
 - Drive →
 - Special →
 - Green Personal →
 - Icon Classic →
 - FBS Classic →
 - DSS Classic →
 - BDS Classic →
 - EBL Classic →
 - Mineral Magic Classic →
 - FBS Office →
 - Pro Office →

Ranges / Gamme



Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili

- Brown

Gray

G15

Amber

Ameth

Sapph

Emera

Ruby

1

* Not available

* Non disponi

* Not available on BDS Classic

* Non disponibile su BDS Classic

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

- Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

- ## Maximum prism Prisma massimo


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Photofast Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	0,75 / 4,00
Maximum prism Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	↑
FBS Personal	↑
DSS Personal	↑
Drive	↑
Special	↑
Green Personal	↑
Icon Classic	↑
FBS Classic	↑
DSS Classic	↑
BDS Classic	↑
EBL Classic	↑
Mineral Magic Classic	↑
FBS Office	↑
Pro Office	↑

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- From 50/55 to 65/70
- From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Transitions® XTRActive® Polar Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Yellow circle: Ø From 50/55 to 65/70
- Blue circle: Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,75 / 4,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM


Transitions[®] GEN S™

Index 1,74

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- From 50/55 to 65/70
- From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Sky Polar Index 1,5

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



- Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray



Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6


ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM

Sky Polar Index 1,6

Available lines / Linee disponibili

- Icon Personal →
- FBS Personal →
- DSS Personal →
- Drive →
- Special →
- Green Personal →
- Icon Classic →
- FBS Classic →
- DSS Classic →
- BDS Classic →
- EBL Classic →
- Mineral Magic Classic →
- FBS Office →
- Pro Office →

Ranges / Gamme



Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray



Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75
 - Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche


Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM Xperio® Index 1,67

Available lines / Linee disponibili

Icon Personal	→
FBS Personal	→
DSS Personal	→
Drive	→
Special	→
Green Personal	→
Icon Classic	→
FBS Classic	→
DSS Classic	→
BDS Classic	→
EBL Classic	→
Mineral Magic Classic	→
FBS Office	→
Pro Office	→

Ranges / Gamme



Free Form

All Purpose Classic

Mineral Magic

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Mineral Magic

← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

People appreciating optical properties of mineral lenses

People who demand higher scratch protection

Advantages

Excellent optical vision

Higher scratch resistance

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Personne che apprezzano le qualità ottiche delle lenti minerali

Personne che richiedono una più alta protezione ai graffi

Vantaggi

Visione ottica eccellente

Elevata resistenza ai graffi

Features

Caratteristiche

Mineral Magic lenses have been developed using Free Form technology for a balanced vision in far and near distance.
Recommended for those seeking a sharp and clear view.

Le lenti Mineral Magic sono state sviluppate con tecnologia Free Form per permettere un equilibrio bilanciato tra la visione da lontano e da vicino.
Raccomandato per coloro che cercano una visione nitida e chiara.

← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Multifocal
Multifocale



Near vision
Visione da vicino



Intermediate vision
Visione intermedia



Far vision
Visione da lontano



Aberration reduction
Riduzione aberrazioni



Aesthetics
Estetica



Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura



Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida



All-purpose
Tutti gli usi



Order parameters

Parametri per l'ordine

← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	14	16	18	20
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	15	17	19	21

⚠ Decentralization / Decentramento

All Mineral Magic lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti Mineral Magic sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	UNC	AR	HMC+	Tint
1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	
1,7	•	•	•	
1,8	•	•	•	
1,9	•	•	•	

Photochromic

1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	

Clear

1,5 Mineral Magic →

1,6 Mineral Magic →

1,7 Mineral Magic 42 →

1,8 Mineral Magic →

1,9 Mineral Magic →


Photochromic

1,5 Mineral Magic Photo →

1,6 Mineral Magic Photo →

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Clear
Index 1,5

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Clear
Index 1,6

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00


Maximum prism
Prisma massimo 6

MINERAL MULTIFOCAL FREE FORM

Mineral Magic Clear

Index 1,7 / 42

Changements / Gamme



← Mineral Magic

Multifocal Lenses

 Index

Legend / Legenda


- Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 65/70 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions	0,75 / 4,00
Addizioni	
Maximum prism	
Prisma massimo	6

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Clear
Index 1,8

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 65/70 to 70/75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Clear
Index 1,9

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00


Maximum prism
Prisma massimo 6

Legend / Legenda

● Ø From 50/55 to 70/75

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Photo
Index 1,5

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

MINERAL MULTIFOCAL
FREE FORM
Mineral Magic
Photo
Index 1,6

Ranges / Gamme



← Mineral Magic

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo

Free Form
Office

FBS Office

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Order parameters
Parametri per l'ordine



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Uses

Closed indoor environment

Market Target

People who work in the office or spend their time indoor

For presbyopes who have trouble reading and seeing at intermediate distances, at work and in their free time

Good alternative to a reading lens

Advantages

Widened vision at intermediate ranges

Reduces neck and eye strain for dynamic near to intermediate vision

Usi

Ambienti indoor chiusi

Market Target

Personne che lavorano in ufficio o spendono il loro tempo indoor

Per i presbiti che hanno difficoltà nella lettura e nella visione a distanza intermedia, al lavoro e nel tempo libero

Una valida alternativa all'occhiale da lettura

Vantaggi

Ampliata visione dell'intermedio

Riduce l'affaticamento di collo ed occhi per una visione dinamica tra vicino ed intermedio

Features

Caratteristiche

The FBS Office lens is the perfect choice for those who need clear and comfortable vision at close and intermediate distances.

Ideal for those who work in an office, at the computer, but also for cooks, teachers, and many other professions, this lens offers:

- Immediate adaptation: smooth and natural transition from near to intermediate vision
- Clear and comfortable vision: no distortion or “floating” of objects
- Greater depth of field: for superior visual comfort in every situation
- Reduced eye strain: activities that require a continuous change of focus become more pleasant and less tiring

Available in: 1,3 mt; 2 mt; 4 mt.

La lente FBS Office è la scelta perfetta per chi ha bisogno di una visione nitida e confortevole a distanza ravvicinata e intermedia.

Ideale per chi lavora in ufficio, al computer, ma anche per cuochi, insegnanti e molte altre professioni, questa lente offre:

- Adattamento immediato: passaggio fluido e naturale dalla visione da vicino a quella intermedia
- Visione nitida e confortevole: nessuna distorsione o effetto “fluttuazione” degli oggetti
- Maggiore profondità di campo: per un comfort visivo superiore in ogni situazione
- Sforzo visivo ridotto: le attività che richiedono un continuo cambio di focus risultano più piacevoli e meno faticose

Disponibile in 3 distanze: 1,3 mt; 2 mt; 4 mt.

← FBS Office

← Multifocal Lenses

← Index

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi






Vision at distance 1.30m
Visione a distanza 1.30m



Vision at distance 2.00m
Visione a distanza 2.00m



Vision at distance 4.00m
Visione a distanza 4.00m

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)			18	
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)			19	

⚠ Decentralization / Decentramento

All FBS Office lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti FBS Office sono decentrate di 5 mm.

← FBS Office

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.



Equivalences between distances and degressions

The data in the table are only approximate and they should serve for a streamlined choice of a suitable lens type for a particular wearer depending on his prescription. The higher the addition, the shorter the distance.

Equivalenza tra le distanze e i valori di degressione

I dati riportati in tabella sono approssimativi e devono essere utilizzati per scegliere in maniera razionale una tipologia di lente adatta a un determinato paziente in base alla sua prescrizione. Più l'addizione è elevata, più la distanza è limitata.

Add Addizione	Degeressione Degeressione		
	FBS Office 1,3m	FBS Office 2m	FBS Office 4m
0,75	-	-	0,50
1,00	-	0,50	0,75
1,25	0,50	0,75	1,00
1,50	0,75	1,00	1,25
1,75	1,00	1,25	1,50
2,00	1,25	1,50	1,75
2,25	1,50	1,75	2,00
2,50	1,75	2,00	2,25
2,75	2,00	2,25	2,50
3,00	2,25	2,50	2,75
3,25	2,50	2,75	-
3,50	2,75	-	-




Personalization parameters

Parametri di personalizzazione

← FBS Office

← Multifocal Lenses

← Index



1. NECESSARY INFORMATION TO ORDER THE LENSES

- A - Prescriptions for far vision
- B - Type of lens (FBS Office 050, 075 or 100)
- C - Mono PD (R and L separately)
- D - Fitting height

2. SELECT THE PROFILE OF THE END USER

FBS Office 1.3m:

Who spends the majority of their time solely focussing on a computer screen, tablet, smartphone.

FBS Office 2.0m:

Who uses computer for much of the day, but will need to talk to people who are facing them at their desk

FBS Office 4.0m:

Who needs to be able to read or use electronic devices and at the same time to focus on people in a room

3. MOUNTING

The pupillary center has to be considered in the mounting cross

Recommended fitting height: 17 mm

4. CONTROL OF POWER

The power has to be measured in the near zone

The pupillary cross corresponds to the zone where it is measurable the middle distance. This diopters is calculated based on dpt for far, addition and meters selected.

1. INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ORDINE

- A - Prescrizione per la visione da lontano
- B - Tipo di lenti (FBS Office 050, 075 or 100)
- C - Distanza pupillare monoculare (DX e SX separatamente)
- D - Altezza di montaggio

2. SELEZIONA IL PROFILO DELL'UTENTE FINALE

FBS Office 1.3m

Soggetti che passano la maggior parte del tempo a mettere a fuoco lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone.

FBS Office 2.0m

Soggetti che usano il computer per la maggior parte della giornata e che, al tempo stesso, devono parlare con chi si presenta alla loro scrivania.

FBS Office 4.0m

Soggetti che hanno bisogno di leggere o utilizzare dei dispositivi elettronici e contemporaneamente mettere a fuoco le persone nella stanza.

3. MONTAGGIO

Il centro pupillare deve essere considerato nella croce di montaggio

Altezza di montaggio consigliata: 17 mm

4. CONTROLLO DEL POTERE

Il potere deve essere misurato nella zona da vicino

La croce pupillare corrisponde alla zona dove si può misurare la distanza intermedia. Queste diottrie vengono calcolate in base alle diottrie da lontano, all'addizione e ai metri selezionati.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← FBS Office

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech									
1,59	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hi-Tech									
Green	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tint

•
•
•
•

Clear

← FBS Office

← Multifocal Lenses

← Index

1,5 Office Clear →

1,5 Office Clear Hi-Tech →

1,59 Office Clear →


1,6 Office Clear →

1,6 Office Clear Hi-Tech →

1,6 Office Clear Green →

ORGANIC MULTIFOCAL FREE FORM FBS Office Green Index 1,6

Ranges / Gamme



← Green Planet

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo

Free Form Bifocal

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Free Form Bifocal

← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

People loving the wide far and near vision zone offered by bifocal lenses

Advantages

No leap or image loss

Invisible separation line between far-near areas

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Chi ama l'ampia zona da lontano e da vicino offerta dalle bifocali

Vantaggi

Facile transizione tra la zona dell'intermedio e quella del vicino

Nessun salto ne perdita d'immagine

Linea invisibile di separazione tra le zone lontano-vicino

Features

Caratteristiche

Bifocal lens based on Free Form technology with no visible lines between far and near vision. It is a solution users of bifocal lenses looking for a better aesthetical solution.

Bifocale costruita in tecnologia Free Form senza nessun passaggio visibile tra le zone. Rappresenta un'ottima soluzione agli utilizzatori di bifocali che cercano una migliore estetica.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni


Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi



Vision with Free Form Bifocal
Visione con Free Form Bifocal

Order parameters

Parametri per l'ordine

← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD)
Distanza di centraggio monoculare (IPD)

✓

Mounting height (HEIGHT)
Altezza di montaggio (ALTEZZA)

✓

Horizontal Box (HBOX)
Dimensione orizzontale (HBOX)

✓

Vertical Box (VBOX)
Dimensione verticale (VBOX)

✓

Bridge (DBL)
Ponte (DBL)

✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6		•	•	•	•	•	•	•	•
1,67		•	•	•	•	•	•	•	•
1,74		•	•	•	•	•	•		•

Photchromic

1,5	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•
1,56	Superchromic	•	•	•	•	•	•	•	
1,6	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•
1,67	Transitions® XTRActive® New Generation	•	•	•	•	•	•	•	•

Tint

Clear

← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

1,5 Bifocal Clear →

1,6 Bifocal Clear →

1,67 Bifocal Clear →

1,74 Bifocal Clear →

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 Bifocal Transitions® GEN S™



1,6 Bifocal Transitions® GEN S™



1,67 Bifocal Transitions® GEN S™



1,74 Bifocal Transitions® GEN S™



TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5 Bifocal Transitions® XTRActive®
New Generation



1,6 Bifocal Transitions® XTRActive®
New Generation



1,67 Bifocal Transitions® XTRActive®
New Generation




SUPERCHROMIC

1,56 Bifocal Superchromic



ORGANIC FREE FORM Bifocal Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC FREE FORM Bifocal Clear Index 1,6

anges / Gamme



← Free Form Bifocal

Multifocal Lenses

 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
 - Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75
 - Ø From 50/55 to 75/80


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni

Maximum prism Prisma massimo

ORGANIC FREE FORM Bifocal Clear Index 1,67

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC FREE FORM Bifocal Clear Index 1,74

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75
- Ø From 50/55 to 75/80


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC FREE FORM
Bifocal Transitions®
GEN S™
Index 1,5

anges / Gamme



← Free Form Bifocal

Multifocal Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
 - Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism Prisma massimo

ORGANIC FREE FORM Bifocal Transitions® XTRActive® Index 1,5

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

ORGANIC FREE FORM Bifocal Superchromic Index 1,56

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 60/65
- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6


ORGANIC FREE FORM Bifocal Transitions[®] GEN S™ Index 1,6

Ranges / Gamme



ORGANIC FREE FORM Bifocal Transitions® XTRActive® Index 1,6

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC FREE FORM
Bifocal Transitions®
GEN S™
Index 1,67

nges / Gamme

Free Form Bifocal

 Multifocal Lenses

 Index



Available colors / Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo


ORGANIC FREE FORM Bifocal Transitions® XTRActive® Index 1,67

Ranges / Gamme



ORGANIC FREE FORM Bifocal Transitions[®] GEN S™ Index 1,74

Ranges / Gamme



← Free Form Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 65/70
- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

Conventional
Office

Pro Office

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Order parameters
Parametri per l'ordine



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Pro Office

← Pro Office

← Multifocal Lenses

← Index

Uses Office

Market Target

Customers over 40 y/o

Workers in office environment

Advantages

Easy transition between middle and near vision

Usi Ufficio

Market Target

Personne sopra i 40 anni

Personne che lavorano in ufficio

Vantaggi

Facile transizione tra la zona dell'intermedio e quella del vicino

Features

Caratteristiche

Pro Office lenses are ideal for those who work at a computer or perform activities at an intermediate distance. Thanks to progressive technology, they offer clear and comfortable vision both up close and at a medium distance, allowing you to maintain a natural posture.

Available degession in 3 steps: 0,75D - 1,25D - 1,75D*

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti Pro Office sono ideali per chi lavora al computer o svolge attività a distanza intermedia. Grazie alla tecnologia degressiva, offrono una visione nitida e confortevole sia da vicino che a media distanza, permettendo di mantenere una postura naturale.

Degessioni disponibili in 3 step: 0,75D - 1,25D - 1,75D*



Vision with Pro Office
Visione con Pro Office

* Degession -1,75D available only in Index 1,5

* Degessione -1,75D disponibile solo in Indice 1,5

← Pro Office

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters

Parametri per l'ordine

Corridor / Corridoio

Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)	15
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)	20

⚠ Decentralization / Decentramento

All Pro Office lenses have a default decentration of 2,5 mm.

Tutte le lenti Pro Office hanno un decentramento di default decentrate di 2,5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓
Prescription for near vision Prescrizione per la visione da vicino	✓
Degression Degressione	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

← Pro Office

← Multifocal Lenses

← Index

Additions and depth of field

Addizioni e profondità di campo

← Pro Office

← Multifocal Lenses

← Index

Table for selection of lenses according to the additions and depth of field

Tavola di selezione delle lenti secondo le addizioni e la profondità di campo

Add Addizione	Approx. deptf of field (in m) Profondità di campo approssimativa (in m)			
	Degression	0.75 D	1.25 D	1.75 D
0,75		∞		
1,00		4,00		
1,25		2,00	∞	
1,50		1,33	4,00	
1,75		1,00	2,00	
2,00		0,80	1,33	∞
2,25		0,67	1,00	4,00
2,50		0,57	0,80	2,00
2,75		0,50	0,67	1,33
3,00		0,44	0,57	1,00
3,25		0,40	0,50	0,67
3,50		0,36	0,44	0,57

Available coatings

Trattamenti disponibili

 Pro Office

Multifocal Lenses

 Index

Clear


Clear

1,5 Pro Office Clear →

1,6 Pro Office Clear →

ORGANIC CONVENTIONAL Pro Office Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Pro Office

← Multifocal Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Pro Office Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← Pro Office

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75
- Ø From 50 to 85

Conventional Bifocal

Clear



Characteristics

Caratteristiche



Photochromic



Order parameters

Parametri per l'ordine



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Conventional Bifocal

← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

People loving the wide far and near vision zone offered by bifocal lenses

Advantages

Wide far zone

Wide near zone

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Chi ama l'ampia zona da lontano e da vicino offerta dalle bifocali

Vantaggi

Ampia zona da lontano

Ampia zona da vicino

Features

Caratteristiche

Bifocal lenses are composed of two optical segments with different dioptic powers. The lower portion, called the near segment, is dedicated to near vision and has a clear demarcation from the upper zone, intended for distance vision. The dividing line can be visible or invisible, depending on aesthetic and functional preferences.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti bifocali sono composte da due segmenti ottici con differenti poteri diottrici. La porzione inferiore, detta segmento vicino, è dedicata alla visione da vicino e presenta una netta demarcazione dalla zona superiore, destinata alla visione lontano. Il bordo di separazione può essere visibile o invisibile, a seconda delle preferenze estetiche e funzionali.

← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index



Bifocal Lenses

Progressive Lenses

Order parameters

Parametri per l'ordine

← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD)
Distanza di centraggio monoculare (IPD)



Mounting height (HEIGHT)
Altezza di montaggio (ALTEZZA)



Horizontal Box (HBOX)
Dimensione orizzontale (HBOX)



Vertical Box (VBOX)
Dimensione verticale (VBOX)



Bridge (DBL)
Ponte (DBL)



* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

	UNC	HC	HMC	HMC+	Max UV	Blue Cut	Nocturna	Achroma	Mirror
1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,53		•	•	•	•	•	•	•	
1,56		•	•	•	•	•	•	•	
1,59		•	•	•	•	•	•	•	
1,6		•	•	•	•	•	•	•	
1,67		•	•	•	•	•	•	•	
1,74		•	•	•	•	•	•		

Tint

•
•
•
•

Photochromic

1,5	Transitions® Signature® GEN 8™	•	•	•	•	•	•	•	•
1,56	Superchromic	•	•	•	•	•	•	•	
1,67	Transitions® Signature® GEN 8™	•	•	•	•	•	•	•	•

•
•

Clear

1,5	Bifocal FT 28 Clear	→	1,6	Bifocal CT 28 Clear	→
1,5	Bifocal CT 28 Clear	→	1,67	Bifocal CT 28 Clear	→
1,5	Bifocal FT 35 Clear	→	1,67	Bifocal FT 28 Clear	→
1,5	Bifocal FT 45 Clear	→	1,74	Bifocal CT 28 Clear	→
1,5	Bifocal RS 24 Clear	→			
1,5	Bifocal RS 28 Clear	→			
1,53	Bifocal FT 28 Clear	→			
1,59	Bifocal FT 28 Clear	→			
1,6	Bifocal FT 28 Clear	→			


Photochromic

TRANSITIONS®
SIGNATURE®
GEN 8™

1,5 Bifocal FT 28 Transitions® Signature®
GEN 8™



1,5 Bifocal CT 28 Transitions® Signature®
GEN 8™




SUPERCHROMIC

1,56 Bifocal Superchromic



ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal CT 28 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Additions
Addizioni

1,00 / 3,50

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 35 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75
- Ø From 52/57 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 45 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	0,75 / 3,00
-------------------------	-------------

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal RS 24 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	1,00 / 3,00
-------------------------	-------------

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal RS 28 Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	1,00 / 3,00
-------------------------	-------------

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Index 1,53

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75
- Ø From 52/57 to 75/80


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Additions
Addizioni

1,00 / 3,50

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Index 1,59

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 70/75
- Ø From 52/57 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Additions
Addizioni 1,00 / 3,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Index 1,6

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Additions
Addizioni

1,00 / 3,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal CT 28 Index 1,6

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

0,75 / 3,50

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal CT 28 Index 1,67

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75
- Ø From 52/57 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	1,00 / 3,00
-------------------------	-------------

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Index 1,67

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda


- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75
- ○ Ø From 52/57 to 75/80

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 1,00 / 3,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal CT 28 Index 1,74

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Additions
Addizioni

1,00 / 3,00

ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal FT 28 Transitions® Signature® Gen 8™ Index 1,5

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- From 52/57 to 65/70
- From 52/57 to 70/75
- From 52/57 to 75/80


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

1,00 / 3,00


ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal CT 28 Transitions® Signature® Gen 8™ Index 1,5

Ranges / Gamme



ORGANIC CONVENTIONAL Bifocal Superchromic Index 1,56

Ranges / Gamme



← Conventional Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 52/57 to 55/60
- Ø From 52/57 to 60/65
- Ø From 52/57 to 65/70
- Ø From 52/57 to 70/75

Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions Addizioni	1,00 / 3,00
-------------------------	-------------

Mineral Bifocal

Clear



Photochromic



Characteristics

Caratteristiche



Order parameters

Parametri per l'ordine



Available Coatings

Trattamenti disponibili



Mineral Bifocal

← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers over 40 y/o

People appreciating optical properties of mineral lenses

People which require higher scratch protection

Advantages

Excellent optical vision

Higher scratch resistance

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sopra i 40 anni

Persone che apprezzano le qualità ottiche delle lenti minerali

Persone che richiedono una più alta protezione ai graffi

Vantaggi

Visione ottica eccellente

Elevata resistenza ai graffi

Features

Caratteristiche

Bifocal mineral are recommended for presbyopes with low dioptries looking for clear vision.

Le lenti bifocali minerali sono raccomandate per utenti con basse presbiopie che cercano una più chiara visione ottica.

← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Multifocal
Multifocale



Near vision
Visione da vicino



Intermediate vision
Visione intermedia



Far vision
Visione da lontano



Aberration reduction
Riduzione aberrazioni



Aesthetics
Estetica



Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura



Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida



All-purpose
Tutti gli usi



Order parameters

Parametri per l'ordine

← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

⚠ Decentralization / Decentramento

All Mineral Bifocal lenses are decentralized of 5 mm.
Tutte le lenti Mineral Bifocal sono decentrate di 5 mm.

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Clear

UNC AR HMC+
• • •

1,5 ST28

Photochromic

• • •

1,5 ST28

Clear

1,5 Bifocal ST 28 Clear




Photochromic

1,5 Bifocal ST 28 Photocromic



MINERAL CONVENTIONAL Bifocal ST 28 Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

0,75 / 3,00

MINERAL CONVENTIONAL Bifocal ST 28 Photochromic Index 1,5

Ranges / Gamme



← Mineral Bifocal

← Multifocal Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50/55 to 70/75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni

0,75 / 3,00

FREE FORM

All Purpose

Single Vision



Antifatigue

FBS Holiday



CONVENTIONAL

All Purpose

Single Vision



Mineral Single Vision



Free Form
All Purpose

Single Vision

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Polar



Free Form Single Vision

← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

People seeking high visual comfort in a single vision lens

Advantages

Sensitive reduction of distortions compared to normal monofocal

Improved field of vision

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone che cercano un elevato comfort visivo in una lente a singola visione

Vantaggi

Sensibile riduzione delle distorsioni rispetto alle normali monofocali

Campo visivo migliorato

Features

Caratteristiche

Free form single vision lenses with an atoric design reduce the aberrations created by the spherical base of the external surface, providing high comfort, especially for stronger prescriptions.

Le lenti singola visione free form, grazie al loro design atorico, eliminano le distorsioni ottiche tipiche delle lenti sferiche. Questo innovativo approccio garantisce una visione nitida e confortevole, specialmente per correzioni visive elevate.

← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Monofocal
Monofocale



Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura



Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida



Aesthetics
Estetica



All-purpose
Tutti gli usi



Available coatings

Trattamenti disponibili

← Single Vision FF

 Single Vision Lenses

 Index

Clear

Photochromic

1,5	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●	
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●
1,53	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●	
1,56	Superchromic	●	●	●	●	●	●
	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●	
1,6	PhotoFast Hi-Tech	●	●	●	●	●	●
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●
1,67	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●	
1,74	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●	

Polarized

Clear

1,5 Single Vision Clear →

1,5 Single Vision Clear Hi-Tech →

1,53 Single Vision Clear →

1,56 Single Vision Clear →

1,59 Single Vision Clear →

1,6 Single Vision Clear →

1,6 Single Vision Clear Evolution →

1,6 Single Vision Clear Hi-Tech →

1,6 Single Vision Clear Green →

1,67 Single Vision Clear →

1,67 Single Vision Clear Hi-Tech →


1,74 Single Vision Clear →

1,74 Single Vision Clear Green →


Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 Single Vision Transitions® GEN S™



1,53 Single Vision Transitions® GEN S™



1,6 Single Vision Transitions® GEN S™



1,67 Single Vision Transitions® GEN S™



1,67 Single Vision Transitions® GEN S™ Style



1,74 Single Vision Transitions® GEN S™



TRANSITIONS®
XTRACTIVE® NEW
GENERATION

1,5 Single Vision Transitions® XTRActive®




1,6 Single Vision Transitions® XTRActive®



PHOTOFAST

1,6 Single Vision PhotoFast Hi-Tech



Polar


1,5 Single Vision Sky Polar →

1,6 Single Vision Sky Polar →

1,67 Single Vision Xperio® →

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,56

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Yellow dot: Ø From 50 to 65
- Blue dot: Ø From 50 to 70
- Cyan dot: Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Evolution Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Green Index 1,6

Ranges / Gamme



← Green Planet

← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

● Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Index 1,74

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Clear Green Index 1,74

Ranges / Gamme



← Green Planet

← Single Vision FF

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15



Amber



Amethyst



Sapphire



Emerald



Ruby

Legend / Legenda


• Ø From 50 to 60

• Ø From 50 to 65

• Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15



Amber



Amethyst



Sapphire



Emerald




Ruby

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision PhotoFast Hi-Tech Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili


- Purple
- Blue
- Brown
- Gray

Legend / Legenda

- Ø From 52 to 65
- Ø From 52 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 73

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Style Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili


- Amber
- Amethyst
- Sapphire
- Emerald
- Ruby

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 74

ORGANIC FREE FORM Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,74

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Sky Polar Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC FREE FORM Single Vision Sky Polar Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 75
- Ø From 50 to 80

ORGANIC FREE FORM Single Vision Xperio® Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision FF

Single Vision Lenses

[← Index](#)

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

Free Form
Antifatigue

FBS Holiday

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Order parameters
Parametri per l'ordine



Polar



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Uses

Office work

Reading

Market Target

Younger non-presbyope up to 30 years old (addition of 0.50D): wearers who spend long periods doing work on computers;

Younger non-presbyope 30 to 35 years old (addition of 0.75D): wearers who perceive the first signs of ocular fatigue, headaches and photophobia;

Older non-presbyope 35 to 45 years old (addition of 1.00D): wearers who feel the first difficulties with near vision linked to the beginning of presbyopia

Advantages

Eye strain reduction

Supports the near vision focusing by having a small amount of addition that allows the eyes to use less of patient's accommodation

Allows the wearer to continue doing near vision tasks for longer without tiring their eyes

Better readability even of smaller characters and better vision of electronic devices

Usi

Ufficio

Lettura

Market Target

Soggetti non presbiti giovani di età inferiore ai 30 anni (addizione di 0,50 D): utilizzatori che trascorrono molto tempo al computer;

Soggetti non presbiti giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni (addizione di 0,75 D): utilizzatori che percepiscono i primi sintomi di affaticamento oculare, mal di testa e fotofobia;

Soggetti non presbiti meno giovani di età compresa tra i 35 e i 45 anni (addizione di 1,00 D): utilizzatori che sperimentano le prime difficoltà nella visione da vicino dovute all'insorgenza della presbiopia

Vantaggi

Riduzione dell'affaticamento visivo

Supporto nella messa a fuoco da vicino grazie a un'addizione contenuta che permette agli occhi di limitare il ricorso all'accomodazione del paziente

Possibilità per l'utilizzatore di continuare a svolgere attività di visione da vicino più a lungo senza affaticare gli occhi

Migliore leggibilità anche dei caratteri più piccoli e migliore visione dei dispositivi elettronici

Features

Caratteristiche

FBS Holiday is an antifatigue lens is a progressive for no presbyopic wearers spending a lot of time of the day focusing in near vision and have visual fatigue symptoms.

Available in addition 0.50D - 0.75D - 1.00D.

Multifocal
Multifocale

Near vision
Visione da vicino

Intermediate vision
Visione intermedia

Far vision
Visione da lontano

Aberration reduction
Riduzione aberrazioni

Aesthetics
Estetica

Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura

Outdoor activities
Attività outdoor

Driving
Guida

All-purpose
Tutti gli usi

Le lenti antifatica FBS Holiday sono pensate per persone non ancora presbiti che trascorrono molto tempo impegnati nella visione da vicino e accusano affaticamento visivo.

Disponibile in addizione 0.50D - 0.75D - 1.00D.

← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index



Vision with FBS Holiday
Visione con FBS Holiday

Order parameters

Parametri per l'ordine

[← FBS Holiday](#)[← Single Vision Lenses](#)[← Index](#)

Corridor / Corridoio

Type of Corridor	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimal fitting height (mm) Altezza di montaggio minima (mm)			16	
Recommended fitting height (mm) Altezza di montaggio consigliata (mm)			17	

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD) Distanza di centraggio monoculare (IPD)	✓
Mounting height (HEIGHT) Altezza di montaggio (ALTEZZA)	✓
Horizontal Box (HBOX) Dimensione orizzontale (HBOX)	✓
Vertical Box (VBOX) Dimensione verticale (VBOX)	✓
Bridge (DBL) Ponte (DBL)	✓

* Orders by shape / Ordini per forma.


Personalization parameters

Parametri di personalizzazione

← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index



1. NECESSARY INFORMATION TO ORDER

THE LENSES

- A - Prescriptions for far vision
- B - Type of lens (FBS Holiday 050, 075 or 100)
- C - Mono PD (R and L separately)
- D - Fitting height

2. CONTROL OF POWER

Check the power for far 5-6 mm above the fitting cross
Check the power for near in the lunette on the edge

3. MOUNTING

The pupillary center has to be considered in the mounting cross
Recommended fitting height: 17 mm

1. INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ORDINE

- A - Prescrizione per la visione da lontano
- B - Tipo di lenti (FBS Holiday 050, 075 or 100)
- C - Distanza pupillare monoculari (DX e SX separatamente)
- D - Altezza di montaggio

2. CONTROLLO DEL POTERE

Verifica il potere da lontano 5-6 mm sopra la croce
Verifica del potere da vicino nella lunetta sul bordo

3. MONTAGGIO

Il centro pupillare deve essere considerato nella croce di montaggio
Altezza di montaggio consigliata: 17 mm

Available coatings

Trattamenti disponibili

← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

 Index

Clear

		•	•	•	•	•	•	•	•
1,5	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•
1,53	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•
1,56	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•
1,59			•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•	•
1,6	Evolution		•	•	•	•	•	•	•
	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•
	Green		•	•	•	•	•	•	•
1,67	Hi-Tech		•	•	•	•	•	•	•
1,74	Green		•	•	•	•	•	•	•

三

• • • • •

Photochromic

	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
1,5	PhotoFast	●	●	●	●	●	●	●
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●
1,53	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●
1,59	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●
	Transitions® GEN S™	●	●	●	●	●		
1,6	PhotoFast	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoFast Hi-Tech	●	●	●	●	●	●	●
	Transitions® XTRActive® New Generation	●	●	●	●	●	●	●

ANSWER

Polarized

Clear

1,5	FBS Holiday Clear	→	1,67	FBS Holiday Clear	→
1,5	FBS Holiday Clear Hi-Tech	→	1,67	FBS Holiday Clear Hi-Tech	→
1,53	FBS Holiday Clear	→	1,74	FBS Holiday Clear	→
1,56	FBS Holiday Clear Hi-Tech	→	1,74	FBS Holiday Clear Green	→
1,59	FBS Holiday Clear	→	1,74	FBS Holiday Clear Tintable	→
1,6	FBS Holiday Clear	→			
1,6	FBS Holiday Clear Hi-Tech	→			
1,6	FBS Holiday Clear Evolution	→			
1,6	FBS Holiday Clear Green	→			

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1.5	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→
1.53	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→
1.59	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→
1.6	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→
1.67	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→
1.74	FBS Holiday Transitions® GEN S™	→

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1.5	FBS Holiday Transitions® XTRActive® New Generation	→
1.53	FBS Holiday Transitions® XTRActive® New Generation	→
1.59	FBS Holiday Transitions® XTRActive® New Generation	→
1.6	FBS Holiday Transitions® XTRActive® New Generation	→
1.67	FBS Holiday Transitions® XTRActive® New Generation	→

PHOTOFAST

1.5	FBS Holiday PhotoFast	→
1.59	FBS Holiday PhotoFast	→
1.6	FBS Holiday PhotoFast	→
1.67	FBS Holiday PhotoFast	→

Polar

← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index


1,5 FBS Holiday Sky Polar →

1,6 FBS Holiday Sky Polar →

1,67 FBS Holiday Xperio® →

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear
Index 1,5

anges / Gamme



← FBS Holiday

Single Vision Lenses

 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo 6

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Hi-Tech
Index 1,5

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism 6
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear
Index 1,53

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Hi-Tech
Index 1,56

Changements / Gamme



← FBS Holiday

Single Vision Lenses

Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Clear Index 1,59

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Hi-Tech
Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Evolution
Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Green
Index 1,6

anges / Gamme



← FBS Holiday

Single Vision Lenses

 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Clear Index 1,67

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0.50 / 0.75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Hi-Tech
Index 1,67

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Yellow Dot: Ø From 50 to 65
- Blue Dot: Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0.50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Clear Index 1,74

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Clear Green Index 1,74

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Clear Tintable
Index 1,74

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,5

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- ● Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Transitions[®] XTRActive[®] Index 1,5

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday PhotoFast Index 1,5

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- From 50 to 65
- From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,53

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
XTRActive[®]
Index 1,53

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,59

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
XTRActive[®]
Index 1,59

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday PhotoFast Index 1,59

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Legend / Legenda

- From 50 to 65
- From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions®
XTRActive®
Index 1,6

anges / Gamme



← FBS Holiday

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray



GIJ



GIJ

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday PhotoFast Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,67

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili

- Brown
- Gray
- G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions®
XTRActive®
Index 1,67

anges / Gamme



 FBS Holiday

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions 0,50 / 0,75 / 1,00
Addizioni

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday PhotoFast Index 1,67

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo 6

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Transitions[®]
GEN S™
Index 1,74

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Yellow circle: Ø From 50 to 65
- Blue circle: Ø From 50 to 70


Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Sky Polar Index 1,5

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION FREE FORM FBS Holiday Sky Polar Index 1,6

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

SINGLE VISION
FREE FORM
FBS Holiday
Xperio®
Index 1,67

Ranges / Gamme



← FBS Holiday

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

Technical features /
Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,50 / 0,75 / 1,00

Maximum prism
Prisma massimo

Conventional
All Purpose

Single Vision

Clear



Characteristics
Caratteristiche



Photochromic



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Polar



Conventional Single Vision

← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers below 40 y/o

Advantages

Improved Aesthetic and performances compared to a stock single vision

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sotto i 40 anni

Vantaggi

Estetica e performance ottiche migliori rispetto ad una lente di serie

Features

Caratteristiche

Single vision lenses, equipped with a single dioptric power, offer optimal visual correction for specific refractive errors. Thanks to their focus on a single distance, they guarantee clear and precise vision, without distortions. This type of lens is particularly suitable for those who need to correct myopia, hypermetropia, or astigmatism.

Le lenti monofocali, dotate di un unico potere diottrico, offrono una correzione visiva ottimale per difetti refrattivi specifici. Grazie alla loro focalizzazione su una singola distanza, garantiscono una visione nitida e precisa, senza distorsioni. Questa tipologia di lente è particolarmente indicata per chi necessita di correggere miopia, ipermetropia o astigmatismo.

← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Monofocal
Monofocale



Aesthetics
Estetica



Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura



Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida



All-purpose
Tutti gli usi



Order parameters

Parametri per l'ordine

← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Order parameters / Parametri ordine

Standard *

Monocular Centration Distance (IPD)
Distanza di centraggio monoculare (IPD)

✓

Mounting height (HEIGHT)
Altezza di montaggio (ALTEZZA)

✓

Horizontal Box (HBOX)
Dimensione orizzontale (HBOX)

✓

Vertical Box (VBOX)
Dimensione verticale (VBOX)

✓

Bridge (DBL)
Ponte (DBL)

✓

* Orders by shape / Ordini per forma.

Available coatings

Trattamenti disponibili

Clear

Photochromic

← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

 Index

Clear

1,5 Single Vision Asph. Clear	→	1,59 Single Vision Asph. Clear	→	1,74 Single Vision Asph. Clear	→
1,5 Single Vision Asph. Clear Hi-Tech	→	1,59 Single Vision Clear	→	1,74 Single Vision Clear	→
1,5 Single Vision Clear	→	1,6 Single Vision Asph. Clear	→	1,74 Single Vision Clear Tintable	→
1,5 Single Vision Clear Hi-Tech	→	1,6 Single Vision Asph. Clear Hi-Tech	→		
1,53 Single Vision Asph. Clear	→	1,6 Single Vision Clear	→		
1,53 Single Vision Clear	→	1,6 Single Vision Clear Evolution	→		
1,56 Single Vision Asph. Clear	→	1,6 Single Vision Clear Hi-Tech	→		
1,56 Single Vision Clear	→	1,67 Single Vision Asph. Clear	→		
1,56 Single Vision Clear Hi-Tech	→	1,67 Single Vision Clear	→		
		1,67 Single Vision Clear Hi-Tech	→		

Photochromic

TRANSITIONS® GEN S™

1,5 GEN S™	→
1,53 GEN S™	→
1,59 GEN S™	→
1,6 GEN S™	→
1,67 GEN S™	→
1,67 GEN S™ Asph.	→
1,67 GEN S™ Style	→
1,74 GEN S™	→

TRANSITIONS® XTRACTIVE® NEW GENERATION

1,5 XTRActive® New Generation	→
1,5 XTRActive® Polar. New Generation	→
1,53 XTRActive® New Generation	→
1,59 XTRActive® New Generation	→
1,6 XTRActive® New Generation	→
1,6 XTRActive® Polar. New Generation	→
1,67 XTRActive® New Generation	→
1,67 XTRActive® Polar New Generation	→

PHOTOFAST

1,5 PhotoFast	→
1,5 PhotoFast Asph.	→
1,56 Superchromic	→
1,59 PhotoFast	→
1,59 PhotoFast Asph.	→
1,6 PhotoFast	→
1,6 PhotoFast Asph.	→
1,6 PhotoFast Hi-Tech	→
1,67 PhotoFast	→
1,67 PhotoFast Asph.	→

Polar

1,5 Single Vision Sky Polar →


1,6 Single Vision Sky Polar →

1,67 Single Vision Asph. Xperio® →

1,67 Single Vision Xperio® →

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75
- Ø From 50 to 85

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75
- Ø From 50 to 85

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Hi-Tech Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses


 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Asph. Clear
Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses


 Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,56

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø 50
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Asph. Clear
Index 1,56

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses


 Index

Legend / Legenda

- Ø 50
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,56

anges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses


 Index

Legend / Legenda

- Ø 50
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Yellow dot: Ø From 50 to 65
- Blue dot: Ø From 50 to 70
- Light Blue dot: Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Evolution Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Hi-Tech Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses


Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 55 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 55 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Hi-Tech Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,74

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Asph. Clear Index 1,74

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 55
- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Clear Tintable Index 1,74

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Yellow dot: Ø From 50 to 65
- Blue dot: Ø From 50 to 70
- Cyan dot: Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Transitions® GEN S™
Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

Index

Available colors / Colori disponibili


-  Brown
 -  Gray
 -  G15
 -  Amber
 -  Amethyst
 -  Sapphire
 -  Emerald
 -  Ruby

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
 - Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Asph. Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Polar Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

● Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,53

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75


Technical features / Caratteristiche Tecniche

Addictions
Addizioni 0,75 / 4,00

Maximum prism
Prisma massimo

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Superchromic Index 1,56

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 60
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Transitions® GEN S™
Index 1,59

anges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 74

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Asph. Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 74

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Transitions®
XTRActive®
Index 1,59

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15



Amber



Amethyst



Sapphire



Emerald




Ruby

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL
 Single Vision
 Asph. PhotoFast
 Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
 Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Hi-Tech Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Purple




Blue

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Polar Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70


ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® GEN S™ Index 1,67

Ranges / Gamme




ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® GEN S™ Asph. Index 1,67

Ranges / Gamme



ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Transitions® GEN S™
Style Index 1,67

anges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

[← Index](#)

Available colors / Colori disponibili


- Amber
 - Amethyst
 - Sapphire
 - Emerald
 - Ruby

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 74

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision PhotoFast Asph. Index 1,67

Changements / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

Index

Available colors / Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili



Brown




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 74

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Transitions® XTRActive® Polar Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 74

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Transitions® GEN S™
Index 1,74

Changements / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili




Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
 - Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Sky Polar Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray




Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Sky Polar Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

 Index

Available colors / Colori disponibili



Gray



Gray


 Gray Green

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 75
 - Ø From 50 to 80

ORGANIC CONVENTIONAL
Single Vision
Xperio®
Index 1,67

Ranges / Gamme



← Single Vision Conventional

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili


- Brown
- Gray
- G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
- Ø From 50 to 75

ORGANIC CONVENTIONAL Single Vision Xperio® Asph. Index 1,67

anges / Gamme



← Single Vision Conventional

Single Vision Lenses

Index

Available colors / Colori disponibili



Brown



Gray



G15

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70
 - Ø From 50 to 75

Conventional
All Purpose

Mineral Single Vision

Clear



Characteristics
Caratteristiche

Photochromic



Available Coatings
Trattamenti disponibili



Mineral Single Vision

← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses

← Index

Uses

All day for any usage

Market Target

Customers below 40 y/o

People who demand higher scratch protection

Advantages

Excellent optical vision

Higher scratch resistance

Usi

Tutto il giorno per qualsiasi uso

Market Target

Persone sotto i 40 anni

Persone che richiedono una più alta protezione ai graffi

Vantaggi

Visione ottica eccellente

Elevata resistenza ai graffi

Features

Caratteristiche

Single vision lenses, equipped with a single dioptric power, offer optimal visual correction for specific refractive errors. Thanks to their focus on a single distance, they guarantee clear and precise vision, without distortions. This type of lens is particularly suitable for those who need to correct myopia, hypermetropia, or astigmatism.

Le lenti monofocali, dotate di un unico potere diottrico, offrono una correzione visiva ottimale per difetti refrattivi specifici. Grazie alla loro focalizzazione su una singola distanza, garantiscono una visione nitida e precisa, senza distorsioni. Questa tipologia di lente è particolarmente indicata per chi necessita di correggere miopia, ipermetropia o astigmatismo.

← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses

← Index

Monofocal
Monofocale



Digital devices - Reading
Dispositivi digitali - Lettura



Outdoor activities
Attività outdoor



Driving
Guida



Aesthetics
Estetica



All-purpose
Tutti gli usi



Available coatings

Trattamenti disponibili

← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses

← Index

Clear

	UNC	AR	HMC+	Tint
1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	
1,7	•	•	•	
1,8	•	•	•	
1,9	•	•	•	

Photochromic

1,5	•	•	•	
1,6	•	•	•	

Clear

1,5 Single Vision Clear →

1,6 Single Vision Clear →

1,7 Single Vision Clear 42 →

1,8 Single Vision Clear →

1,9 Single Vision Clear →


Photochromic

1,5 Single Vision Photo →

1,6 Single Vision Photo →

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,7 / 42

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,8

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Clear Index 1,9

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses


← Index

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Photo Index 1,5

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors /
Colori disponibili




Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70

MINERAL CONVENTIONAL Single Vision Photo Index 1,6

Ranges / Gamme



← Single Vision Conv Mineral

← Single Vision Lenses

← Index

Available colors / Colori disponibili




Brown



Gray

Legend / Legenda

- Ø From 50 to 65
- Ø From 50 to 70



Darker area
from the top till 5 mm under optical center

Transition area
from 5 to 10 mm under optical center

Clearer area
form 10 mm under optical center till the
bottom of the lens (it contains 20% of
darker area color)



The gradient height is defined in a standard way on the lens diameter, therefore is suitable a B BOX not lower than 35 mm and a minimum high from the center of the pupil of 19,5 mm (Regular/Short).

Zona scura
dalla parte superiore della lente fino a 5 mm al di sotto del centro ottico.

Zona di transizione
da 5 a 10 mm al di sotto del centro ottico.

Zona chiara
da 10 mm al di sotto del centro ottico fino alla base della lente (contiene il 20% del colore dell'area più scura).



L'altezza della sfumatura è definita in modo standard sul diametro della lente, pertanto si consiglia un B BOX non inferiore a 35 mm e una altezza minima dal centro della pupilla di 19,5 mm (Regular/Short).

Icon Personal

[← Index](#)

Icon Personal 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	PIC4	o o	addition/addizione	R	
Short	PIC4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	PIC4	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	PIC4	o o	addition/addizione	U	

FBS Factor Personal

[← Index](#)

FBS Factor Personal 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	FBI4	o o	addition/addizione	R	
Short	FBI4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	FBI4	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	FBI4	o o	addition/addizione	U	

DSS Factor Personal

[← Index](#)

DSS Factor Personal 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DSI4	o o	addition/addizione	R	
Short	DSI4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DSI4	o o	addition/addizione	E	

Drive 1,5

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DRI1	o o	addition/addizione	R	
Short	DRI1	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DRI1	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	DRI1	o o	addition/addizione	U	
Lenses with WRAP / Lenti con tecnologia WRAP					
Regular	DRW1	o o	addition/addizione	R	

Drive 1,6

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DRI2	o o	addition/addizione	R	
Short	DRI2	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DRI2	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	DRI2	o o	addition/addizione	U	
Lenses with WRAP / Lenti con tecnologia WRAP					
Regular	DRW2	o o	addition/addizione	R	

Drive 1,67

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DRI3	o o	addition/addizione	R	
Short	DRI3	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DRI3	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	DRI3	o o	addition/addizione	U	
Lenses with WRAP / Lenti con tecnologia WRAP					
Regular	DRW3	o o	addition/addizione	R	

Drive 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DRI4	o o	addition/addizione	R	
Short	DRI4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DRI4	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	DRI4	o o	addition/addizione	U	

Icon 1,67

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	ICO3	o o	addition/addizione	R	
Short	ICO3	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	ICO3	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	ICO3	o o	addition/addizione	U	
Lenses with WRAP / Lenti con tecnologia WRAP					
Regular	ICW3	o o	addition/addizione	R	

Icon 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	ICO4	o o	addition/addizione	R	
Short	ICO4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	ICO4	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	ICO4	o o	addition/addizione	U	

FBS Factor Classic

[← Index](#)

FBS Factor Classic 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	FBS4	o o	addition/addizione	R	
Short	FBS4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	FBS4	o o	addition/addizione	E	
Ultra Short	FBS4	o o	addition/addizione	U	

DSS Factor Classic

[← Index](#)

DSS Factor Classic 1,74

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Regular	DSS4	o o	addition/addizione	R	
Short	DSS4	o o	addition/addizione	S	
Extra Short	DSS4	o o	addition/addizione	E	

EBL 1,5

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Short		EBL1	o o	addition/addizione	S
Extra Short		EBL1	o o	addition/addizione	E
Ultra Short		EBL1	o o	addition/addizione	U

EBL 1,56

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Short		EBL5	o o	addition/addizione	S
Extra Short		EBL5	o o	addition/addizione	E
Ultra Short		EBL5	o o	addition/addizione	U

EBL 1,6

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
Short		EBL2	o o	addition/addizione	S
Extra Short		EBL2	o o	addition/addizione	E
Ultra Short		EBL2	o o	addition/addizione	U

Office 1,5

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
4 m	FOC1	o o	addition/addizione	40	
2 m	FOC1	o o	addition/addizione	20	
1,3 m	FOC1	o o	addition/addizione	13	

Office 1,59

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
4 m	FOCP	o o	addition/addizione	40	
2 m	FOCP	o o	addition/addizione	20	
1,3 m	FOCP	o o	addition/addizione	13	

Office 1,6

Corridor	Nasal upper engraving Incisione nasale superiore	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Engraving Incisione	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore	Temporal upper engraving Incisione temporale superiore
4 m	FOC2	o o	addition/addizione	40	
2 m	FOC2	o o	addition/addizione	20	
1,3 m	FOC2	o o	addition/addizione	13	

Product Prodotto	Nasal lower engraving Incisione nasale inferiore	Nasal Engraving Incisione nasale	Temporal engraving Incisione temporale	Temporal lower engraving Incisione temporale inferiore
Pro Office 1,5		+	+	degression degessione
Pro Office 1,6		o	o	degression degessione

Center Charts

DIAGRAMMI DI CENTRATURA

[← Index](#)

MULTIFOCAL

- ICON PERSONAL / ICON CLASSIC →
- FBS PERSONAL / FBS CLASSIC →
- DSS PERSONAL / DSS CLASSIC →
- DRIVE →
- SPECIAL →
- BDS →
- EBL →
- MINERAL MAGIC →
- FBS OFFICE →
- BIFOCAL FREE FORM →
- PRO OFFICE →
- BIFOCAL CONVENTIONAL →
- BIFOCAL MINERAL CONVENTIONAL →


SINGLE VISION

- SINGLE VISION FREE FORM →
- SINGLE VISION MINERAL →
- FBS HOLIDAY →


Icon Personal / Icon Classic

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


FBS Personal / FBS Classic

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


DSS Personal / DSS Classic

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Drive

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Special

← Center Charts


← Index




RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)




RIGHT LENS
(Concave)



LEFT LENS
(Concave)



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Mineral Magic

← Center Charts


← Index




RIGHT LENS
(Concave)



LEFT LENS
(Concave)



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Bifocal FF

← Center Charts


← Index




RIGHT LENS
(Concave)



LEFT LENS
(Concave)



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Bifocal FT 28-35

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Bifocal CT 28

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)





LEFT LENS
(Concave)

Bifocal FT 45

← Center Charts


← Index




Bifocal Mineral Conventional

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Bifo ST 28 Mineral

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Single Vision FF

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


Single Vision Mineral

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)




LEFT LENS
(Concave)


FBS Holiday

← Center Charts

← Index



RIGHT LENS
(Concave)



LEFT LENS
(Concave)