

TOTAL CARE

The protection at 360°
La protezione a 360°

**Total Care complete the protection
of the sight at 360°**

*Total Care completa la protezione
della vista a 360°.*



Ophthalmic Lenses

TOTAL CARE



Total Care complete the protection of the sight at 360°

Recent studies have shown that up to 50% of the damage caused by the extended exposure to UV rays are given by the reflection of the back and side part of the lens.


Total Care is the coating designed to protect the eye from UV rays coming from every direction.

TOTAL CARE completa la protezione della vista a 360°


Recenti studi hanno dimostrato che fino al 50% del danno causato dall'esposizione prolungata ai raggi UV è dato dal riflesso della parte posteriore e laterale della lente.

Total Care è il trattamento studiato per proteggere l'occhio dai raggi UV provenienti da ogni direzione.

Without Total Care coating Senza trattamento Total Care



With Total Care coating Con trattamento Total Care





Uses

TOTAL CARE coating can be used on both sun (photochromic included) and clear lens.

Marketing Target

Anyone looking for total protection from UV rays.

Advantages

It helps to prevent the pathologies related to the exposure of the UV-A and UV-B rays, such as the aging of the crystalline.

Utilizzo

Il trattamento TOTAL CARE può essere utilizzato sia su lenti solari (fotocromatiche incluse) che clear.

Marketing Target

Chiunque cerchi una protezione totale dai raggi UV.

Vantaggi


Aiuta la prevenzione delle patologie legate all'esposizione dei raggi UV-A e UV-B, come ad esempio l'invecchiamento del cristallino.

TPF Total Protection Factor

TPF is a factor of total protection from UV rays, calculated considering the internal and external lens's protection. The value indicates how many times a lens with TOTAL CARE coating protects against a standard lens.

TPF Total Protection Factor

Fattore di protezione totale dai raggi UV calcolato considerando la protezione interna ed esterna della lente. Il valore indica quante volte una lente con trattamento TOTAL CARE protegge rispetto ad una lente standard.



Blue Cut
Premium 35

Blue Cut 35
TOTAL CARE TPF 30

**Benefit with the Total Care
internal protection**
*Beneficio con protezione
interna Total Care*

Currently available with the following coatings at the front:
Attualmente disponibile con i seguenti trattamenti nella parte frontale:

Index	Max UV	Max UV High Tech	Blue Cut Premium 35	Blue Cut Hi-Tech 50
1.5	●	●	●	●
1.6	●	●	●	●

TOTAL CARE

Coatings

	Monomer <i>Monomero</i>	Coating <i>Trattamento</i>	Blue	TPF (Tr + R)-1 280-380 nm	Optical properties <i>Proprietà ottiche</i>
MAX UV	Premium	Max-Uv	16	6	●●●●●●●●
	Premium	Max-Uv Total Care	16	35	●●●●●●●●
	Hi-Tech	Max-Uv	40	5	●●●●●●●●
	Hi-Tech	Max-Uv Total Care	40	33	●●●●●●●●
Monomer 420 only HMC <i>Monomero 420 solo HMC</i>	Hi-Tech	HMC	40	5	●●●●●●●●
BLUE CUT	Premium	Blue Cut 35	35	5	●●●●●●●●
	Premium	Blue Cut 35 Total Care	35	35	●●●●●●●●
	Hi-Tech	Blue Cut 50	50	4	●●●●●●●●
	Hi-Tech	Blue Cut 50 Total Care	50	33	●●●●●●●●



BLUE CUT

The next generation
for light protection



TOTAL CARE

For the
360° protection



Customer assistance
Customer service e-mail
customer.assistance@ltilenses.it
Opening times
From monday to friday
from 09:00 to 18:00

Assistenza clienti
e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@ltilenses.it
Orari
Dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 18:00